

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 14.05.2012	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

<b>GN5xx</b>	<b>Guanti in lattice con talco</b>
--------------	------------------------------------

*Destinazione d'uso*

*Guanti monouso da medicazione ed esplorazione*

### Caratteristiche principali

*Guanti monouso in puro lattice di gomma. Finemente talcati. Ambidestri. Confezioni da 100 Pz. Non sterili.*

### Immagine prodotto



### RIFERIMENTI FABBRICANTE

<b>Fabbricante ai sensi 93/42</b>	MORETTI SPA
<b>Paese di produzione</b>	INDONESIA
<b>Classe di dispositivo 93/42</b>	Classe I
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	47173
<b>Codice di classificazione CND</b>	T010201

### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Talco</b>	Amido di mais modificato. <200 mg / guanto
<b>Contenuto in proteine del lattice</b>	<300 µg / g
<b>AQL</b>	<1,5
<b>Confezione</b>	100 Pz
<b>Temperatura di conservazione</b>	< 40 °C
<b>Spessore minimo</b>	0,09 mm – Palmo 0,12 mm – Dita 0,07 mm - Polso

### MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE

<b>Composizione</b>	Lattice di gomma naturale >90%
---------------------	--------------------------------

### RIFERIMENTI NORMATIVI

<b>Normativa di riferimento</b>	EN 455 1/2/3/4
<b>Biocompatibilità</b>	EN ISO 10993 5-10
<b>Piano di campionamento per controlli</b>	ISO 2959-1

<i>VARIANTI E MISURE</i>	
<b>Codice</b>	<b>Misure</b>
<i>GN500 – Taglia XS</i>	<i>240 x <math>\leq 80</math> mm</i>
<i>GN510 – Taglia S</i>	<i>240 x <math>80 \pm 10</math> mm</i>
<i>GN520 – Taglia M</i>	<i>240 x <math>95 \pm 10</math> mm</i>
<i>GN530 – Taglia L</i>	<i>240 x <math>110 \pm 10</math> mm</i>
<i>GN540 – Taglia XL</i>	<i>240 x <math>\geq 110</math> mm</i>