

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 14.05.2012	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

GN6xx	Guanti in lattice senza talco
--------------	--------------------------------------

Destinazione d'uso

Guanti monouso da medicazione ed esplorazione

Caratteristiche principali

Guanti monouso in puro lattice di gomma. Totalmente privi di talco. Ambidestri. Confezioni da 100 Pz. Non sterili.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI SPA
Paese di produzione	INDONESIA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	47172
Codice di classificazione CND	T010201

CARATTERISTICHE TECNICHE

Trattamento lubrificante	Clorinatura
Contenuto in proteine del lattice	<50 µg / g
AQL	<1,5
Confezione	100 Pz
Temperatura di conservazione	< 40 °C
Spessore minimo	0,12 mm – Palmo 0,15 mm – Dita 0,08 mm - Polso

MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE

Composizione	Lattice di gomma naturale >90%
---------------------	--------------------------------

RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa di riferimento	EN 455 1/2/3/4
Biocompatibilità	EN ISO 10993 5-10
Piano di campionamento per controlli	ISO 2959-1

<i>VARIANTI E MISURE</i>	
Codice	Misure
<i>GN600 – Taglia XS</i>	<i>240 x \leq80 mm</i>
<i>GN610 – Taglia S</i>	<i>240 x 80 ± 10 mm</i>
<i>GN620 – Taglia M</i>	<i>240 x 95 ± 10 mm</i>
<i>GN630 – Taglia L</i>	<i>240 x 110 ± 10 mm</i>
<i>GN640 – Taglia XL</i>	<i>240 x \geq110 mm</i>