

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 14.05.2012	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

GN7xx	Guanti in nitrile senza talco
--------------	--------------------------------------

Destinazione d'uso

Guanti monouso da medicazione ed esplorazione

Caratteristiche principali

Guanti monouso in nitrile. Totalmente privi di talco. Superficie micro ruvida sulla punta delle dita per assicurare una presa ottimale. Ambidestri. Confezioni da 100 Pz. Non sterili.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI SPA
Paese di produzione	INDONESIA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	47174
Codice di classificazione CND	T01020299

CARATTERISTICHE TECNICHE

Trattamento lubrificante	Rivestimento con film polimerico e biocompatibile
AQL	<1,5
Confezione	100 Pz
Temperatura di conservazione	< 40 °C
Spessore minimo	0,06 mm – Palmo 0,06 mm – Dita 0,05 mm - Polso

MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE

Composizione	Copolimero sintetico (Acrilonitrile / Butadiene /Acido Metacrilico)
---------------------	---------------------------------------------------------------------

RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa di riferimento	EN 455 1/2/3/4
Biocompatibilità	EN ISO 10993 5-10
Piano di campionamento per controlli	ISO 2959-1

<i>VARIANTI E MISURE</i>	
Codice	Misure
<i>GN600 – Taglia XS</i>	<i>240 x \leq80 mm</i>
<i>GN610 – Taglia S</i>	<i>240 x 80 ± 10 mm</i>
<i>GN620 – Taglia M</i>	<i>240 x 95 ± 10 mm</i>
<i>GN630 – Taglia L</i>	<i>240 x 110 ± 10 mm</i>
<i>GN640 – Taglia XL</i>	<i>240 x \geq110 mm</i>