

LTM662

Materasso antidecubito a bolle con compressore con regolazione EXCEL 2000

Destinazione d'uso

Dispositivo per uso domiciliare ed ospedaliero, per uso sul letto da degenza per il sollievo e la prevenzione delle piaghe da decubito di pazienti costretti a lungo degenze

Caratteristiche principali

L'Excel 2000 è consigliato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di I stadio, in terapie a lungo termine e terapie domiciliari. L'alternarsi dei punti di contatto con l'epidermide effettua un delicato massaggio che consente un buon flusso di sangue e una buona ossigenazione dei tessuti, prevenendo la formazione di ulcere da decubito. Di semplice installazione, uso e manutenzione con la **possibilità di regolare la pressione in funzione del peso del paziente**. Il materasso con risvolti è **realizzato in PVC**. Formato da **130 celle, di altezza 6,4cm**, particolarmente confortevole, è **fissato al materasso per mezzo di risvolti**. Tutte le parti del materasso sono lavabili. **Due ganci permettono di appendere il compressore** all'estremità del letto.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	35689
Codice di classificazione CND	Y033306
Codice nomenclatore	03.33.06.018

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	230V / 50 Hz
Pressione erogata	55-105 mmHg (Max 2 Psi)
Uscita d'aria	5/6 l/min
Rumorosità	24,6
Tempo di un ciclo	6 Min
Peso Max	100 Kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Materasso	PVC
-----------	-----

DIMENSIONI	
Dimensioni compressore	<i>25x13x9,5 cm</i>
Peso compressore	<i>1,60 Kg</i>
Peso materasso	<i>2,2 Kg</i>
Dimensioni materasso sgonfio	<i>240 x 105 cm</i>
Dimensioni materasso gonfio	<i>200 x 90 Cm</i>
Altezza cella gonfia	<i>6,4 cm</i>
Spessore materiale	<i>0,60 mm (2 strati di 0,30mm)</i>