

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 17.02.2014	Modulo <b>STD</b>
-------------------------------	----------------------	-------------------

<b>MI435-6</b>	<b>Asta da flebo in acciaio inox</b>
----------------	--------------------------------------

*Destinazione d'uso*

Dispositivo per il supporto di prodotti per infusione

**Caratteristiche principali**

Struttura in acciaio inox. Base plastica a 5 razzi con ruote

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante ai sensi 93/42</b>	<i>MORETTI S.P.A.</i>
<b>Paese di produzione</b>	<i>ITALIA</i>
<b>Classe di dispositivo 93/42</b>	<i>Classe I</i>
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	<i>36069</i>
<b>Codice di classificazione CND</b>	<i>V0899</i>

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Confezionamento</b>	<i>Scatola di Cartone.</i>
------------------------	----------------------------

**MATERIALI PRINCIPALI**

<b>Struttura</b>	<i>Acciaio INOX</i>
<b>Base</b>	<i>Plastica (poliammide)</i>

**DIMENSIONI**

<b>Altezza</b>	<i>1170 – 2030 mm</i>
<b>Diametro tubo</b>	<i>25 / 19 mm</i>
<b>Portata Max</b>	<i>5 Kg per gancio</i>

**VARIANTI**

<b>MI435 – 2 Ganci</b>	<b>MI436 – 4 Ganci</b>
------------------------	------------------------