

<b>SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO</b>	Rev. 01 – 23.09.2014	Modulo <b>STD</b>
--------------------------------------	----------------------	-------------------

<b>MI479</b>	<b>Sgabello girevole elevabile a pistone 200 mm base alluminio</b>
--------------	--

*Destinazione d'uso*

Sgabello per uso medicale

**Caratteristiche principali**

Sgabello per uso medicale. Elevazione a pistone da 200 mm. Base in alluminio diametro 50 cm. Seduta in alluminio o imbottita.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante ai sensi 93/42</b>	<i>MORETTI S.P.A.</i>
<b>Paese di produzione</b>	<i>ITALIA</i>
<b>Classe di dispositivo 93/42</b>	<i>Classe I</i>
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	<i>34833</i>
<b>Codice di classificazione CND</b>	<i>V0899</i>

**CARATTERISTICHE TECNICHE - MATERIALI**

<b>Confezionamento</b>	<i>Polietilene / Scatola di Cartone.</i>
<b>Base</b>	<i>Alluminio</i>
<b>Seduta</b>	<i>Alluminio</i>
<b>Seduta imbottita</b>	<i>Poliuretano</i>

**DIMENSIONI**

<b>Altezza</b>	<i>530 – 730 mm</i>
<b>Seduta alluminio</b>	<i>35 Cm</i>
<b>Seduta imbottita</b>	<i>32 Cm</i>

**VARIANTI**

<b>MI479A – Seduta in alluminio 35 Cm</b>	<b>MI479B – Seduta imbottita 32 Cm – Bianco</b>
<b>MI479BLU – Seduta imbottita 32 Cm – Blu</b>	<b>MI479N – Seduta imbottita 32 Cm – Nero</b>
<b>MI479V – Seduta imbottita 32 Cm – Verde</b>	

