

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 23.09.2014	Modulo STD
--------------------------------------	----------------------	-------------------

MI480	Sgabello girevole elevabile a pistone 140 mm base plastica seduta a sella
--------------	--

Destinazione d'uso

Sgabello per uso medicale

Caratteristiche principali

Sgabello per uso medicale. Elevazione a pistone da 140 mm. Base in plastica diametro 50 cm. Seduta in PU a sella

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>ITALIA</i>
Classe di dispositivo 93/42	<i>Classe I</i>
Codice di classificazione GMDN	<i>34833</i>
Codice di classificazione CND	<i>V0899</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE - MATERIALI

Confezionamento	<i>Polietilene / Scatola di Cartone.</i>
Base	<i>Plastica</i>
Seduta	<i>Poliuretano espanso</i>

DIMENSIONI

Altezza	<i>430 – 580 mm</i>
Dimensione seduta	<i>34 x 38 Cm</i>