

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO

Rev. 01 – 24.10.2013

Modulo **STD**

MO778

Libreria in legno 5 ripiani serie GALAXY

Destinazione d'uso

Arredamento in legno per ambulatorio medico

Caratteristiche principali

Realizzata in multistrato di betulla spessore 18mm. Dimensione ripiani 64.5x22 cm, dimensione base 64.5 x 38 cm. Verniciatura con prodotti all'acqua.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>ITALIA</i>
Classe di dispositivo 93/42	<i>Classe I</i>
Codice Classificazione CND	<i>V0899</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	<i>68 x 38 x 152h Cm</i>
Dimensioni ripiani	<i>64,5 x 22 Cm</i>
Dimensioni Base	<i>64,5 x 38 Cm</i>
Peso	<i>20 Kg</i>

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	<i>Multistrato di betulla</i>
Verniciatura	<i>Prodotto all'acqua</i>
Tubi di alluminio	<i>10mm</i>