

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 24.10.2013	Modulo STD
--------------------------------------	----------------------	-------------------

MO783	Predellino un gradino serie GALAXY
--------------	---

Destinazione d'uso

Arredamento in legno per ambulatorio medico

Caratteristiche principali

Predellino realizzato in multistrato di betulla, verniciato con prodotti all'acqua.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>ITALIA</i>
Classe di dispositivo 93/42	<i>Classe I</i>
Codice Classificazione CND	<i>V0899</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	<i>40 x 28 x 26h Cm</i>
Numero ripiani	<i>1</i>
Peso	<i>4 Kg</i>

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	<i>Multistrato di betulla</i>
Verniciatura	<i>Prodotto all'acqua</i>