

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 02.09.2011	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

<b>MP100</b>	<b>Letto per degenza ad una manovella</b>
--------------	---

*Destinazione d'uso*

*Letto per degenza ospedaliera o domiciliare*

**Caratteristiche principali**

*Letto a 1 manovella per regolazione dell'alzatesta. Struttura in tubo quadro in acciaio verniciato. Rete collegata a telaio articolato a 1 snodi. Testata e pediera smontabili cromate. Testata e pediera costituiscono un'unica struttura con le gambe, agganciate alla rete mediante innesti a baionetta. Pannelli in nobilitato con bordatura in ABS. Predisposto per l'applicazione di sponde di contenimento e staffe di sollevamento*

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante ai sensi 93/42</b>	MORETTI SPA
<b>Paese di produzione</b>	CINA
<b>Classe di dispositivo 93/42</b>	Classe I
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	30031
<b>Codice di classificazione CND</b>	Y181207
<b>Codice nomenclatore</b>	18.12.07.003

**PESO E DIMENSIONI**

<b>Larghezza</b>	90 Cm
<b>Lunghezza</b>	204 Cm
<b>Altezza rete</b>	50,5 Cm
<b>Altezza testata</b>	106 Cm
<b>Altezza pediera</b>	96,5 Cm
<b>Peso Max</b>	135 Kg
<b>Peso</b>	45 Kg
<b>Volume</b>	0,37 Mc

**MATERIALI PRINCIPALI**

<b>Struttura</b>	Acciaio
<b>Testate e pediere</b>	Pannello melamminico (Nobilitato)

<i>ACCESSORI</i>			
<i>MP150 – Staffa di sollevamento da letto</i>	<i>12.30.09.103</i>	<i>MP160 – Staffa di sollevamento da terra</i>	<i>12.30.09.103</i>
<i>MP170 – Sponde da letto universali</i>	<i>18.12.27.103</i>	<i>MP175 – Sponde da letto telescopiche</i>	<i>18.12.27.103</i>
<i>MP180 – Sponde da letto ribaltabili</i>	<i>18.12.27.103</i>	<i>MPR050 – Kit 4 ruote con freno</i>	<i>24.36.06.103</i>
<i>VARIANTI</i>			
<i>MP100 – Intero</i>		<i>MP100S – Smontabile</i>	