

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 04 – 16.11.2012	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

MP110	Letto per degenza a due manovelle
--------------	--

Destinazione d'uso

Letto per degenza ospedaliera o domiciliare

Caratteristiche principali

Letto a 2 manovelle per regolazione dell'alzatesta e dell'alzagambe . Struttura in tubo quadro in acciaio verniciato. Rete collegata a telaio articolato a 2 snodi. Testata e pediera smontabili cromate. Testata e pediera costituiscono un'unica struttura con le gambe, agganciate alla rete mediante innesti a baionetta. Pannelli in nobilitato con bordatura in ABS. Predisposto per l'applicazione di sponde di contenimento e staffe di sollevamento

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI SPA
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	30031
Codice di classificazione CND	Y181207
Codice nomenclatore	18.12.07.006

PESO E DIMENSIONI

Larghezza	90 Cm
Lunghezza	200 Cm
Altezza rete	50 Cm
Altezza testata	106 Cm
Altezza pediera	96,5 Cm
Peso Max	135 Kg
Peso	44 Kg
Dimensioni scatola	208 x 95 x16,9 Cm

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Acciaio
Testate e pediere	Pannello melamminico (Nobilitato)

<i>ACCESSORI</i>			
<i>MP150 – Staffa di sollevamento da letto</i>	<i>12.30.09.103</i>	<i>MP160 – Staffa di sollevamento da terra</i>	<i>12.30.09.103</i>
<i>MP170 – Sponde da letto universali</i>	<i>18.12.27.103</i>	<i>MP175 – Sponde da letto telescopiche</i>	<i>18.12.27.103</i>
<i>MP180 – Sponde da letto ribaltabili</i>	<i>18.12.27.103</i>	<i>MPR050 - Kit 4 ruote con freno</i>	<i>24.36.06.103</i>
<i>VARIANTI</i>			
<i>MP110 – Intero</i>		<i>MP110S – Smontabile</i>	