

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 04 – 16.11.2012	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

<b>MP120</b>	<b>Letto per degenza elettrico 3 snodi</b>
--------------	--

<i>Destinazione d'uso</i>	Letto per degenza ospedaliera o domiciliare
---------------------------	---

<b>Caratteristiche principali</b>
-----------------------------------

Letto a movimentazione elettrica per regolazione dell'alzata e dell'alzagambe . Struttura in tubo quadro in acciaio verniciato. Rete collegata a telaio articolato a 2 snodi. Testata e pediera smontabili cromate. Testata e pediera costituiscono un'unica struttura con le gambe, agganciate alla rete mediante innesti a baionetta. Predisposto per l'applicazione di sponde di contenimento e staffe di sollevamento.

<b>Immagine prodotto</b>
--------------------------



<b>RIFERIMENTI FABBRICANTE</b>
--------------------------------

<b>Fabbricante ai sensi 93/42</b>	MORETTI SPA
<b>Paese di produzione</b>	CINA
<b>Classe di dispositivo 93/42</b>	Classe I
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	37201
<b>Codice di classificazione CND</b>	Y181210
<b>Codice nomenclatore</b>	18.12.10.003

<b>PESO E DIMENSIONI</b>
--------------------------

<b>Larghezza</b>	90 Cm
<b>Lunghezza</b>	200 Cm
<b>Altezza rete</b>	50 Cm
<b>Altezza testata</b>	106 Cm
<b>Altezza pediera</b>	96 Cm
<b>Peso Max</b>	135 Kg
<b>Peso</b>	44 Kg
<b>Dimensioni scatola</b>	208 x x95 x 16,9 Cm

<b>MATERIALI PRINCIPALI</b>
-----------------------------

<b>Struttura</b>	Acciaio
<b>Testate e pediere</b>	Pannello melamminico (Nobilitato)

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

<b>Motorizzazione</b>	<i>Ti-MOTION Serie TA7</i>
<b>Alimentazione</b>	<i>220V Ac 50-60 Hz</i>
<b>Tensione in uscita dalla centralina</b>	<i>24V Dc</i>
<b>Classe di protezione</b>	<i>IP 54</i>
<b>Classe di isolamento</b>	<i>Classe 2</i>
<b>Livello di rumorosità</b>	<i>&lt; 45 dB</i>

**ACCESSORI**

<i>MP150 – Staffa di sollevamento da letto</i>	<i>12.30.09.103</i>	<i>MP160 – Staffa di sollevamento da terra</i>	<i>12.30.09.103</i>
<i>MP170 – Sponde da letto universali</i>	<i>18.12.27.103</i>	<i>MP175 – Sponde da letto telescopiche</i>	<i>18.12.27.103</i>
<i>MP180 – Sponde da letto ribaltabili</i>	<i>18.12.27.103</i>	<i>MPR050 - Kit 4 ruote con freno</i>	<i>24.36.06.103</i>

**VARIANTI**

<b>MP120 – Intero</b>	<b>MP120S – Smontabile</b>
-----------------------	----------------------------