

MP290 **Letto per degenza elettrico 3 snodi TRENDELEMBURG – GARDENIA**
Destinazione d'uso

Letto per degenza ospedaliera, domiciliare o similare.

Caratteristiche principali

Struttura in tubolare di acciaio verniciato a polveri, piano in rete in acciaio elettrosaldato. Montato su quattro ruote piroettanti da 125mm tutte con freno. Testiera, pediera e sponde in legno. Alzatesta e poggiamambe regolabili a mezzo di due attuatori elettrici. Altezza variabile da 38-82cm a mezzo di due attuatori alloggiati nelle testate del letto e regolabili singolarmente o contemporaneamente, così da ottenere le funzioni: **elevazione in piano - trendelenburg - contro trendelenburg**. Supporti per asta sollevamalati e asta da flebo. Asta sollevamalati optional.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI SPA
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	37201
Codice di classificazione CND	Y181210
Codice nomenclatore	18.12.10.003

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni esterne	216 x 102 x 38-82h Cm
Dimensioni rete	190 x 80 Cm
Altezza massima agli estremi	90 Cm
Altezza massima agli estremi	130 Cm
Altezza minima del telaio da terra	19 Cm
Angolo massimo alza testa	70 °
Angolo massimo alza gambe	40 °

Peso totale	81 Kg
Peso kit elettrico	11 Kg
Forza richiesta per azionare i comandi	5 N
Peso MAX supportato	135 Kg
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Motorizzazione	Ti-MOTION Serie TA7
Alimentazione	220V Ac 50-60 Hz
Tensione in uscita dalla centralina	24V Dc
Classe di protezione	IP 54
Classe di isolamento	Classe 2
Livello di rumorosità	< 45 dB
MATERIALI PRINCIPALI	
Rete	Acciaio verniciato
Struttura e sponde	Legno
ACCESSORI	
MP295 – Alzamalati da letto. Cod. 18.90.09.103	MP297 – Tavolino per letto
MP296 – Asta per flebo da letto	