

|                               |                      |            |
|-------------------------------|----------------------|------------|
| SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO | Rev. 02 – 27.04.2010 | Modulo STD |
|-------------------------------|----------------------|------------|

|       |                        |
|-------|------------------------|
| RC120 | Sedia comoda a 4 ruote |
|-------|------------------------|

*Destinazione d'uso*

Ausilio per evacuazione e mobilità destinato a persone con difficoltà di deambulazione.

**Caratteristiche principali**

Struttura in acciaio cromato. Sedile imbottito. Braccioli estraibili. Pedane ribaltabili lateralmente con poggiatesta regolabili in altezza e lunghezza, estraibili, con poggia gambe. WC facilmente accessibile, schienale estraibile e reclinabile a molla. Rivestimento in sky, facilmente lavabile.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| <b>Fabbricante ai sensi 93/42</b>  | MORETTI S.P.A. |
| <b>Paese di produzione</b>         | CINA           |
| <b>Classe di dispositivo 93/42</b> | Classe I       |
| <b>Codice GMDN</b>                 | 41619          |
| <b>Codice Nomenclatore</b>         | 12.21.03.003   |
| <b>Codice Classificazione CND</b>  | Y122103        |

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Ruote</b>                 | 10 Cm  |
| <b>Peso Max sopportabile</b> | 130 kg   |
| <b>Braccioli</b>             | Estraibili                                       |
| <b>Pedane</b>                | Ribaltabili lateralmente, regolabili in altezza. |
| <b>Schienale</b>             | Estraibile                                       |
| <b>Confezionamento</b>       | Polietilene Scatola di cartone.                  |

**MATERIALI PRINCIPALI**

|               |   |
|---------------|---|
| <b>Tubo</b>   | Acciaio cromato                               |
| <b>Seduta</b> | Anatomica imbottita rivestita in Sky lavabile |
| <b>Ruote</b>  | Poliuretano                                   |

| PESO E DIMENSIONI        |  |
|--------------------------|--|
| <b>Peso</b>              | <i>19 Kg</i>                           |
| <b>Altezza schienale</b> | <i>54 Cm</i>                           |
| <b>Seduta</b>            | <i>43 x 42 cm</i>                      |
| <b>Larghezza massima</b> | <i>56 cm</i>                           |
| <b>Altezza massima</b>   | <i>108 cm – Maniglie operatore</i>     |
| ACCESSORI OPZIONALI      |  |
| <b>RCR115</b>            | <i>Divaricatore</i>                    |
| <b>RCR110</b>            | <i>Poggiatesta</i>                     |
| <b>CBR500</b>            | <i>Tavolino</i>                        |
| <b>RCR100</b>            | <i>Braccioli regolabili in altezza</i> |