

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 14.02.2012	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

<b>RP920x</b>	<b>Miniciclo per riabilitazione</b>
---------------	-------------------------------------

**Destinazione d'uso**

Il Miniciclo è destinato a persone con difficoltà motorie ed è indicato per ristabilire la coordinazione e la massa muscolare degli arti superiori e inferiori.

**Caratteristiche principali**

Realizzati in acciaio verniciato. Dotati di 4 puntali in gomma antiscivolo, pedali con fasce fermapiedi, frizione regoalibile a cinghia. Utili per ristabilire la coordinazione e la massa muscolare

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante ai sensi 93/42</b>	MORETTI S.P.A.
<b>Paese di produzione</b>	CINA
<b>Classe di dispositivo 93/42</b>	Classe I
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	ND
<b>Codice di classificazione CND</b>	Z12069099

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Confezionamento</b>	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
------------------------	--

**MATERIALI PRINCIPALI**

<b>Struttura</b>	Acciaio Verniciato
<b>Pedaline</b>	Policarbonato

**DIMENSIONI**

<b>Base</b>	47 x 25,5 Cm
<b>Altezza massima</b>	35 Cm

**VARIANTI**

<b>RP920B – Bianco</b>	<b>RP920N - Nero</b>
------------------------	----------------------