


SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 27.04.2010	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

<b>RS910</b>	<b>Ausilio per WC</b>
<i>Destinazione d'uso</i>	
Ausilio per doccia e bagno adatto a persone con difficoltà di deambulazione	
<b>Caratteristiche principali</b>	
Ausilio per WC smontabile, regolabile in altezza, struttura in alluminio anodizzato, agevola il sedersi ed il sollevarsi del paziente.	
<b>Immagine prodotto</b>	
	
<b>RIFERIMENTI FABBRICANTE</b>	
<b>Fabbricante ai sensi 93/42</b>	MORETTI S.P.A.
<b>Paese di produzione</b>	CINA
<b>Classe di dispositivo 93/42</b>	Classe I
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	31058
<b>Codice di classificazione CND</b>	Y091215
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
<b>Peso Max supportato.</b>	100 Kg
<b>Confezionamento</b>	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
<b>MATERIALI PRINCIPALI</b>	
<b>Struttura</b>	Alluminio
<b>Braccioli</b>	Polietilene
<b>DIMENSIONI</b>	
<b>Base</b>	63 x 49 Cm
<b>Altezza</b>	60,5 – 70,6 Cm