

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 27.04.2010	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

<b>RS926</b>	<b>Sedile per bagno</b>
<i>Destinazione d'uso</i>	
Ausilio da bagno e/o doccia per seduta.	
<b>Caratteristiche principali</b>	
Sedile da bagno e/o doccia costruito in alluminio anodizzato, sedile in polietilene, materiali interamente antiruggine. Regolabile in altezza. Puntali in gomma antiscivolo.	
<b>Immagine prodotto</b>	
	
<b>RIFERIMENTI FABBRICANTE</b>	
<b>Fabbricante ai sensi 93/42</b>	MORETTI S.P.A.
<b>Paese di produzione</b>	CINA
<b>Classe di dispositivo 93/42</b>	Classe I
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	34936
<b>Codice di classificazione CND</b>	Y091203
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
<b>Numero di incrementi in altezza</b>	8
<b>Peso Max sopportabile</b>	110 kg
<b>Altezza degli incrementi</b>	2,5 Cm
<b>Confezionamento</b>	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
<b>MATERIALI PRINCIPALI</b>	
<b>Struttura</b>	Alluminio
<b>Sedile</b>	Polietilene
<b>Puntali</b>	Gomma Antiscivolo
<b>DIMENSIONI</b>	
<b>Altezza Seduta</b>	35-50 Cm
<b>Diametro Seduta</b>	33 Cm