

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 05.06.2012	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RS936	Sedile per vasca bagno
--------------	-------------------------------

Destinazione d'uso

Ausilio per vasca da bagno per seduta.

Caratteristiche principali

Sedile per vasca da bagno girevole, struttura in acciaio verniciato, seduta in polipropilene. Due battute laterali di sicurezza

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34936
Codice di classificazione CND	Y093303

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max supportato.	100 Kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Acciaio
Seduta	Polipropilene

DIMENSIONI

Dimensione sedile	40 x 35 Cm
Altezza	38 Cm
Peso	5 Kg
Larghezza totale	73 Cm
Profondità totale	53 Cm