

<b>SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO</b>	Rev. 02 – 13.03.2014	Modulo <b>STD</b>
--------------------------------------	----------------------	-------------------

<b>RS97x/xx</b>	<b>Maniglioni da bagno</b>
-----------------	----------------------------

*Destinazione d'uso*

Dispositivo per il bagno destinato ad aiutare persone con difficoltà motoria.

**Caratteristiche principali**

Le impugnature da muro della linea Mopedia by Moretti sono un dispositivo creato per persone con difficoltà motorie e consentono al paziente di alzarsi e di sedersi sul wc più facilmente. Le impugnature hanno la struttura in tubo in PVC estruso con le parte terminali in ABS stampato. Due diametri disponibili i **Ø 32mm o 36mm**. Piastre di fissaggio a parete. Utilizzabili sia orizzontali che verticali.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante ai sensi 93/42</b>	<i>MORETTI S.P.A.</i>
<b>Paese di produzione</b>	<i>TAIWAN</i>
<b>Classe di dispositivo 93/42</b>	<i>Classe I</i>
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	<i>35584</i>
<b>Codice di classificazione CND</b>	<i>Y093399</i>

**MATERIALI PRINCIPALI**

<b>Tubo centrale</b>	<i>PVC</i>
<b>Parte terminale</b>	<i>ABS</i>

**VARIANTI**

RS970/30 – Diametro 32 mm Lunghezza 30 cm	RS972/30 – Diametro 36 mm Lunghezza 30 cm
RS970/45 – Diametro 32 mm Lunghezza 45 cm	RS972/45 – Diametro 36 mm Lunghezza 45 cm
RS970/60 – Diametro 32 mm Lunghezza 60 cm	RS972/60 – Diametro 36 mm Lunghezza 60 cm