

CHI È RO+TEN

RO+TEN da molti anni progetta, sviluppa e realizza dispositivi ortopedici, offrendo una gamma completa di prodotti, riconosciuti di alta efficacia terapeutica.

Continuamente aggiornato sull'evoluzione delle ricerche scientifiche in campo ortopedico ed avvalendosi di un incessante interscambio di informazioni ed esperienze con i medici ed i tecnici ortopedici, lo staff tecnico RO+TEN è costantemente impegnato nella ricerca di soluzioni ergonomiche, tecnologiche e di materiali, per offrire ai pazienti prodotti specialistici d'avanguardia.

La gamma dei prodotti è suddivisa in due linee:

orthoself® ■ *identifica i prodotti ortopedici destinati alle patologie lievi e ai piccoli eventi traumatici, con o senza necessità di prescrizione.*

Una famiglia di prodotti fruibile da chiunque, in caso di necessità.

medicalortho® ■ *identifica presidi, ortesi e tutori ortopedici, destinati alle patologie più complesse, che necessitano della prescrizione medica e del supporto di un tecnico ortopedico.*

Grazie per aver scelto la qualità RO+TEN.

L'azienda RO+TEN ha ottenuto la certificazione del suo Sistema di Gestione per la Qualità secondo la normativa ISO 9001 dall'Ente SQS - Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management.



RO+TEN s.r.l.
via Monte Cervino, 50
20043 - Arcore (MI)
tel. +39 039 601 40 94
fax +39 039 601 42 34
www.roplusten.com
info@roplusten.com

RO+TEN

Object

ART. PR3-8233 •
Tutore semplice per coscia

Si prende cura dei muscoli della coscia,
durante ogni attività.



orthoself®



LEGGERE ATTENTAMENTE E PER INTERO
LE SEGUENTI ISTRUZIONI

È un dispositivo medico, confortevole e leggero, che assicura un'ottima compressione a livello dei muscoli della coscia. La struttura in neoprene, oltre a garantire una pressione mirata e ben distribuita, perfeziona la fase di riscaldamento muscolare evitando contratture o stiramenti a freddo durante qualsiasi attività. La forma a tronco di cono e l'elasticità, rendono l'applicazione semplice ed intuitiva e offrono una fasciatura completa anche sulle muscolature più sviluppate.

RO+TEN





CARATTERISTICHE

Struttura in neoprene ortopedico bifoderato.

Toppa in neoprene di rinforzo.

Lavabile.



INDICAZIONI

Contratture e distrazioni muscolari della coscia.

Coadiuvante nella ripresa della pratica sportiva dopo un trauma.

Prevenzione delle contusioni.

PRECAUZIONI D'USO

Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni.

In caso di dubbio sulle modalità di applicazione, rivolgersi ad un tecnico ortopedico.

È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

AVVERTENZE

L'ortesi deve essere prescritta e utilizzata sotto controllo medico e applicata da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per informazioni inerenti ad un uso sicuro, in conformità alle esigenze individuali.

Per garantirne l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l'applicazione venga effettuata con la massima cura.

Se ne raccomanda l'utilizzo da parte di un solo paziente.

In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni. In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazioni o qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al proprio medico.

Persone soggette a dermatiti o allergie ai prodotti derivanti dal neoprene non devono utilizzare questo tutore.

1. Infilare il cosciale fino alla zona inguinale interna.
2. Posizionare la toppa sul lato anteriore.



MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida con sapone neutro; risciacquare accuratamente. Lasciare asciugare lontano da fonti di calore.

Non disperdere nell'ambiente il dispositivo né alcuna sua componente.