



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Corsetto Elcross semirigido con spalline

Codice di riferimento: MOD 2137

Marca: TIELLE CAMP

Prezzo: 185€

Riferimento	Variante	Prezzo
MOD 137-Small	Small	185€
MOD 137-Medium	Medium	185€
MOD 137-Large	Large	185€
MOD 137-XLarge	XLarge	185€

CARATTERISTICHE:

Il corsetto Elcross è realizzato con delle stecche in acciaio che sostengono perfettamente il tratto toraco-lombo-sacrale. La struttura è del tutto elastica, composta da un tessuto che rende il prodotto molto leggero e vestibile, anche grazie ai tiranti a spallina e con chiusura a velcro che sostituiscono le classiche cinghie in dotazione nella maggior parte dei corsetti.

APPLICAZIONI:

- Dorsalgie su base degenerativa
- Cedimenti vertebrali
- Fratture stabilizzate del corpo vertebrale

- Lievi traumi di natura ortopedica o traumatica
- Degenerazioni del Disco Intervertebrale

DIMENSIONE E PESO:

Circonferenza bacino:

- Small (da 85 a 95 cm)
- Medium (da 95 a 105 cm)
- Large (da 105 a 115 cm)
- XLarge (da 115 a 125 cm)

MARCA E MODELLO:

Tielle Camp MOD 2137

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Un corsetto dorsolombare

