



Numero Verde  
**800 172547**

Da cellulare  
**030 7777942**

## Gomitiera articolata EPICO REVO con regolazione in flessione-estensione

**Codice di riferimento:** EPICO REVO

**Marca:** FGP

**Prezzo:** 235.8€

Riferimento	Variante	Prezzo
EPICO REVO-S-Destra	Destra, S	235.8€
EPICO REVO-S-Sinistra	S, Sinistra	235.8€
EPICO REVO-L-Destra	Destra, L	235.8€
EPICO REVO-L-Sinistra	L, Sinistra	235.8€

### Caratteristiche della gomitiera articolata EPICO REVO

EPICO REVO è un tutore articolato per gomito super leggero (pesa poco più di 400g), facile da indossare e confortevole. La struttura essenziale in lega d'alluminio modellabile permette alla gomitiera di aderire perfettamente al braccio e la rende poco ingombrante e comoda da utilizzare anche sotto i vestiti. L'imbottitura in vellutino e il sostegno per la mano migliorano ulteriormente il grado di comfort. Oltre che dalla sua leggerezza, l'unicità di questo tutore per gomito è data dallo snodo centrale R.O.M. di piccole dimensioni con cui è possibile regolare in maniera rapida e precisa la flessione-estensione (sono disponibili ben 13 settaggi predefiniti di flessione-estensione). La regolazione è molto semplice: basta premere un bottone e ruotare lo snodo centrale fino a raggiungere la posizione desiderata.

## Indicazioni


- Lussazione del gomito
  - Post-operatorio del gomito
  - Riabilitativa
- 

## Regolazioni

- Ext. 0° - 10° - 20° - 30° - 40° - 50° - 60° - 70° - 80° - 90° - 100° - 110° - 120°
- Flex. 0° - 10° - 20° - 30° - 40° - 50° - 60° - 70° - 80° - 90° - 100° - 110° - 120°
- Imm. 0° - 10° - 20° - 30° - 40° - 50° - 60° - 70° - 80° - 90° - 100° - 110° - 120°

## Misure

- S: fino a 20
- L: oltre 20



## Marca e modello

FGP EPICO REVO

## Contenuto della confezione

Una gomitiera

