



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Tutore per spalla Extra30°-s con pallina per rotazione esterna 30° (sx)

Codice di riferimento: PR2-EM116

Marca: RO+TEN

Prezzo: 126.2€

| Riferimento | Variante | Prezzo |
|-----------------|----------|--------|
| COD PR2-EM116-S | S | 126.2€ |
| COD PR2-EM116-M | M | 126.2€ |
| COD PR2-EM116-L | L | 126.2€ |

Caratteristiche del tutore per spalla Extra30°-s

Tutore per spalla e braccio con cuscino Extra30°-s sicuro e confortevole per l'immobilizzazione della spalla sinistra e la protezione dell'arto.


- Struttura in gommapiuma ad alta densità ricoperta da tessuto tramato in fibra d'argento traspirante per assicurare massimo comfort e donare una sensazione di leggerezza e freschezza.
- Rivestimento, cintura giro vita e manicotti realizzati in tessuto accoppiato con nylon garzato esterno per attacchi del velcro.
- Cuscino a cuneo per mantenere l'articolazione in posizione esterna a 30° e assicurare una perfetta stabilità.
- Tasca reggibraccio in materiale traspirante per la protezione dell'arto da immobilizzare.
- Dotato di pallina riabilitativa per mantenere in allenamento i muscoli della mano e dell'avambraccio.
- Tiranti con regolazione a velcro per garantire una stabilizzazione ottimale e impedire movimenti rischiosi.
- Munito di supporto per pollice.

- Facile da indossare.

Taglie

| Taglia | S | M | L |
|---------------------------|-----------|-------|------------|
| Lunghezza avambraccio cm* | Fino a 34 | 35/39 | 40 e oltre |

*Misura presa dal gomito all'estremità del pugno chiuso.



Indicazioni

- Immobilizzazione in rotazione esterna
- Intervento di plastica capsulare
- Stabilizzazioni antero/posteriori
- Post-operatorio
- Lesioni e riparazioni tessuti molli

Marca e modello

RO+TEN PR2-EM116

Contenuto della confezione

Un tutore per spalla

