



Numero Verde  
**800 172547**

Da cellulare  
**030 7777942**

## Busto iperestensore vertebrale basculante a 3 punti F 35-100 T (versione light)

**Codice di riferimento:** F 35-100 T

**Marca:** FGP

**Prezzo:** 345€

Riferimento	Variante	Prezzo
F 35-100 T-S-Bassa	Bassa, S	345€
F 35-100 T-S-Normale	Normale, S	345€
F 35-100 T-M-Bassa	Bassa, M	345€
F 35-100 T-M-Normale	M, Normale	345€
F 35-100 T-L-Bassa	Bassa, L	345€
F 35-100 T-L-Normale	L, Normale	345€
F 35-100 T-XL-Normale	Normale, XL	345€
F 35-100 T-XL-Bassa	Bassa, XL	345€

### Caratteristiche del busto iperestensore F 35-100 T

F 35-100 T è un leggerissimo busto iperestensore vertebrale basculante a 3 punti d'appoggio. La leggerezza della sua struttura in alluminio anodizzato e le dimensioni ridotte rispetto ad un busto tradizionale, permettono di ottenere una perfetta immobilizzazione della colonna vertebrale garantendo un'ottima vestibilità del tutore e assicurando il massimo comfort per il paziente. Gli stessi vantaggi sono assicurati dalle numerose regolazioni dei 3 punti d'appoggio, costituiti da una pelota sternale snodabile, una banda pelvica basculante con molla di ritorno e una pelota lombare posizionabile orizzontalmente e verticalmente. Le imbottiture sono realizzate in similpelle e materiale espanso. Chiusura con sistema B.FAST.


## Indicazioni

- Trattamento delle fratture vertebrali dorsali e lombari
- Processi osteolitici vertebrali
- Crolli vertebrali conseguenti a osteoporosi

## Taglie

Taglia	S	M	L	XL
Circonferenza bacino cm	60/75	76/90	91/105	106/115

Altezza: normale o bassa.



## Marca e modello

FGP F 35-100 T

## Contenuto della confezione

1 pezzo

 **Acquista subito**