



Numero Verde  
**800 172547**

Da cellulare  
**030 7777942**

## **FILAMED® 851 - GINOCCHIERA ARMATA LUNGA CON SNODO PHYSIOGLIDE®**

**Codice di riferimento:** FILAMED® 851

**Marca:** FGP

**Prezzo:** 264.5€

| Riferimento     | Variante | Prezzo |
|-----------------|----------|--------|
| FILAMED® 851-XS | XS       | 264.5€ |
| FILAMED® 851-S  | S        | 264.5€ |
| FILAMED® 851-M  | M        | 264.5€ |
| FILAMED® 851-L  | L        | 264.5€ |
| FILAMED® 851-XL | XL       | 264.5€ |

### **DESCRIZIONE**

Ginocchiera armata lunga in Neoprene leggero rinforzata da articolazioni Physioglidle regolabili; stabilizzazione collaterale dell'articolazione del ginocchio grazie a lunghe stecche articolate.

### **REGOLAZIONI**

Ext.: 0°-10°-20°-30°-45°

Flex.: 0°-10°-20°-30°-45°-60°-75°-90°

Imm.: 0°-10°-20°-30°-45°

---

## INDICAZIONI

- Trattamento conservativo di lesioni del legam. laterale
- Instabilità minori dei legamenti crociati
- Modificazione traumatica o degenerativa dell'articolazione del ginocchio
- Instabilità varo-valgo

## MISURE

Taglie / Ø coscia

XS: 34–39 cm


S: 40–45 cm

M: 46–51 cm

L: 52–57 cm

XL: oltre 58 cm

Altezza: 40 cm



 **Acquista subito**

---