



Numero Verde  
**800 172547**

Da cellulare  
**030 7777942**

## Busto iperestensore vertebrale a 3 punti fisso

**Codice di riferimento:** G 35-100 FISSO

**Marca:** FGP

**Prezzo:** 333.5€

Riferimento	Variante	Prezzo
G 35-100 FISSO-S-Bassa	Bassa, S	333.5€
G 35-100 FISSO-S-Normale	Normale, S	333.5€
G 35-100 FISSO-M-Bassa	Bassa, M	333.5€
G 35-100 FISSO-M-Normale	M, Normale	333.5€
G 35-100 FISSO-L-Bassa	Bassa, L	333.5€
G 35-100 FISSO-L-Normale	L, Normale	333.5€
G 35-100 FISSO-XL-Bassa	Bassa, XL	333.5€
G 35-100 FISSO-XL-Normale	Normale, XL	333.5€

### Caratteristiche dell'iperestensore vertebrale

Il busto fisso a 3 punti per iperestensione G 35-100 è un tutore che presenta una leggera struttura in alluminio anodizzato indicato per l'immobilizzazione della colonna vertebrale nei pazienti che hanno subito una frattura vertebrale dorsale o

lombare e crolli vertebrali causati da osteoporosi. L'iperestensore vertebrale si compone di pelota sternale snodabile, banda pelvica fissa e placca lombare posizionabile sia orizzontalmente sia verticalmente. Grazie alle comoda imbottitura in materiale espanso rivestita in similpelle, il busto è ben tollerato dal paziente.

---

## Indicazioni

- Fratture vertebrali dorsali e lombari
- Crolli vertebrali conseguenti a osteoporosi
- Processi osteolitici vertebrali

## Taglie

Taglia	S	M	L	XL
Circonferenza bacino cm	60/75	76/90	91/105	106/115

Disponibile in due altezze: normale e bassa.

## Marca e modello

FGP G 35-100 FISSO

## Contenuto della confezione

1 Iperestensore vertebrale a 3 punti fisso

