



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Genufit 08 ginocchiera tubolare in tessuto AirX con stecche a spirale e stabilizzatore rotuleo

Codice di riferimento: PR3-G1108

Marca: RO+TEN

Prezzo: 104.1€

Riferimento	Variante	Prezzo
COD PR3-G1108-XS	XS	104.1€
COD PR3-G1108-S	S	104.1€
COD PR3-G1108-M	M	104.1€
COD PR3-G1108-L	L	104.1€
COD PR3-G1108-XL	XL	104.1€
COD PR3-G1108-XXL	XXL	104.1€

È un dispositivo medico efficace nel coadiuvare l'articolazione del ginocchio durante il movimento, in soggetti con patologie legamentose lievi o con problemi cartilaginei. Grazie alla struttura tubolare in tessuto AirX, eccezionalmente traspirante, e alle speciali stecche a spirale, inserite in apposite tasche in materiale flessibile, garantisce la protezione latero-mediale senza compromissione del movimento. Il nuovo sistema di chiusura brevettato con fibbia snodata flex-O garantisce il continuo adattamento all'arto, evitando la rotazione in fase di applicazione e assicurando una migliore distribuzione delle pressioni.

CARATTERISTICHE

- Struttura in tessuto AirX traspirante
- Inserto popliteo in Soft-X per un maggior comfort
- Foro rotuleo con stabilizzatore di rotula in materiale espanso
- Tasche in materiale flessibile copristecche e passa cinghie
- Stecche a spirale laterali di rinforzo
- Sistema di chiusura brevettato Flex-O con fibbia snodata e flettente e cinghie di stabilizzazione

INDICAZIONI

- Lieve instabilità latero-mediale.
- Protezione da tensioni anomale sul ginocchio lesa in via di guarigione.
- Lieve instabilità rotulee e artrosi femoro-rotulee.
- Lieve traumi del ginocchio.
- Lieve stati artrosici.

taglia


XS S M L XL XXL

circonf. presa 15 cm sopra centro rotula cm

33/3	39/4	45/5	52/5	58/6	66/7
9	5	2	8	6	5

lunghezza cm

34 34 34 34 34 34



Domande frequenti

Che cosa si intende per tessuto AirX?

Il tessuto AirX è un materiale estremamente traspirante che permette al paziente di contare su un dispositivo efficiente che lascia respirare la pelle e assicura il massimo comfort.

Quali sono i vantaggi della ginocchiera Genufit 08?

Oltre al tessuto AirX, la ginocchiera è dotata di speciali stecche a spirale, inserite in tasche realizzate in materiale flessibile, per proteggere l'articolazione senza limitare il movimento.

Come è fatto il sistema di chiusura?

La ginocchiera è dotata di un nuovo sistema di chiusura brevettato con fibbia snodata flex-O garantisce. Questa soluzione segue il movimento e si adatta alla perfezione alla posizione dell'arto, migliorando la distribuzione delle pressioni sull'articolazione.

Quanto costa la ginocchiera tubolare?

Il dispositivo ha un costo di 66,60€. Attenzione, il prezzo può variare in base a modifiche del costo di listino o promozioni attive sul sito.

 **Acquista subito**