



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Genufit27a ginocchiera lunga aperta in tessuto AirX con aste articolate policentriche con regolazione f-e

Codice di riferimento: PR3-G1127A

Marca: RO+TEN

Prezzo: 179.8€

Riferimento	Variante	Prezzo
COD PR3-G1127A-XS	XS	179.8€
COD PR3-G1127A-S	S	179.8€
COD PR3-G1127A-M	M	179.8€
COD PR3-G1127A-L	L	179.8€
COD PR3-G1127A-XL	XL	179.8€
COD PR3-G1127A-XXL	XXL	179.8€

È un dispositivo medico, leggero e confortevole, utile alla stabilizzazione latero/mediale del ginocchio e al controllo della flessione estensione. Le aste articolate policentriche, regolabili, permettono di limitare la flessione-estensione accompagnando e proteggendo l'articolazione durante il movimento. È indicata sia per la riabilitazione che per la normale attività sportiva.

medicalortho

CARATTERISTICHE

- Aste articolate policentriche con possibilità di regolazione tramite cunei.
- Estensione: 0° - 10° - 20° - 30° - 40°
- Flessione: 45° - 60° - 75° - 90°
- Possibilità di bloccare
- Articolazione a 0° e 20°
- Inserto popliteo in Soft-X® per un maggior comfort


- Inserto elastico posteriore di coscia
- Struttura in tessuto AirXTM traspirante
- Stabilizzatore di rotula

INDICAZIONI

- Trattamento funzionale traumi distorsivi I°-II° grado legamento collaterale mediale
- Trattamento funzionale traumi distorsivi I°-II° grado legamento collaterale laterale
- Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e LCL nell'attività sportiva
- Instabilità cronica latero-mediale (varo/valgo)
- Sindrome dolorosa femoro-rotulea.
- Instabilità artrosica

taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
circonf. presa 15 cm sopra centro della rotula	33/3	39/4	46/5	52/5	58/6	66/7
lunghezza vers. lunga cm	41	41	41	41	41	41

ambidestra



Domande frequenti

Quali sono i vantaggi dell'uso della ginocchiera lunga aperta?

Il vantaggio principale riguarda la sua struttura, estremamente leggera e confortevole. Le sue caratteristiche tecniche la rendono perfetta sia per la riabilitazione che come sostegno per la normale attività sportiva.

Qual è il costo?

Il dispositivo ha un costo di 103,50€. Attenzione, il prezzo può variare in base a modifiche del costo di listino o promozioni

attive sul sito.

Quando si consiglia il suo utilizzo?

L'uso della ginocchiera è indicato in caso di trattamento funzionale di traumi distorsivi I°-II° grado legamento collaterale mediale-laterale, per prevenire recidive a traumi distorsivi LCM e LCL nell'attività sportiva e in caso di instabilità cronica latero-mediale e artrosica.

Quali sono le caratteristiche del tessuto AirX?

Il tessuto AirX è un materiale traspirante che assicura al paziente il massimo comfort grazie all'uso di un dispositivo pratico ed efficiente.

