



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Ginocchiera corta tubolare con aste articolate policentriche a controllo F-E GenuFIT29

Codice di riferimento: PR3-G1129

Marca: RO+TEN

Prezzo: 187€

Riferimento	Variante	Prezzo
PR3-G1129-XS	XS	187€
PR3-G1129-S	S	187€
PR3-G1129-M	M	187€
PR3-G1129-L	L	187€
PR3-G1129-XL	XL	187€
PR3-G1129-XXL	XXL	187€

Caratteristiche ginocchiera corta tubolare GenuFIT29

Il tutore per ginocchio GenuFIT29 è un dispositivo medico che offre un supporto leggero e confortevole, permette il controllo dell'escursione articolare in flessione-estensione grazie alle numerose possibilità di regolazione delle aste articolate policentriche e assicura la stabilizzazione latero/mediale del ginocchio. La struttura in tessuto traspirante Air-X con inserto posteriore in Soft-X®, quest'ultimo utile a evitare la formazione di fastidiose grinze durante la flessione, garantiscono il

massimo comfort, flessibilità e una comoda vestibilità. La ginocchiera è dotata inoltre di foro rotuleo con stabilizzatore di rotula. Ideale sia per l'attività sportiva sia per la riabilitazione.

Specifiche tecniche

- Aste articolate policentriche con possibilità di regolazione tramite perni
- Articolazioni policentriche con regolazione della flessione-estensione da 0° a 90° (0°-15°-30°-60°-90°)
- Possibilità di bloccare l'articolazione
- Inserto elastico posteriore
- Inserto popliteo in Soft-X® per un maggior comfort
- Struttura in tessuto AirXTM traspirante
- Foro rotuleo con stabilizzatore di rotula (versione tubolare)
- Apertura frontale con chiusura a velcro (versione aperta)


Indicazioni

- Trattamento funzionale traumi distorsivi I°-II° grado legamento collaterale mediale
- Trattamento funzionale traumi distorsivi I°-II° grado legamento collaterale laterale
- Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e LCL nell'attività sportiva
- Instabilità cronica latero-mediale (varo/valgo)
- Sindrome dolorosa femoro-rotulea
- Instabilità artrosica

Taglie

Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonferenza coscia cm*	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Lunghezza cm	34	34	34	34	34	34

*Circonferenza presa 15 cm sopra centro rotula.



Ambidestra.

Marca e modello

RO+TEN PR3-G1129

Contenuto della confezione

1 pezzo

Domande frequenti

Quando usare la ginocchiera tubolare corta?

Si consiglia l'uso della ginocchiera nel trattamento funzionale distorsivo dei legamenti collaterali mediale e laterale, per prevenire recidive ai traumi distorsivi durante l'attività sportiva, in caso di sindrome dolorosa femoro-rotulea e instabilità artrosica o cronica latero-mediale.

Di che materiale è fatta?

La ginocchiera è realizzata in tessuto traspirante Air-X con inserto posteriore in Soft-X, indispensabile per evitare la formazione di fastidiose pieghe durante la flessione, garantendo comfort, flessibilità e vestibilità.

Qual è il costo del tutore tubolare?

Il dispositivo ha un costo di 110,58€. Attenzione, il prezzo può variare in base a modifiche del costo di listino o promozioni attive sul sito.

È difficile da indossare?

Il tutore si indossa facilmente grazie alla pratica chiusura in velcro. In questo modo può essere adattato alla perfezione alla propria fisicità per usufruire di tutti ogni comfort.

