



Numero Verde  
**800 172547**

Da cellulare  
**030 7777942**

## Ginocchiera Elcross avvolgente in tessuto elasticizzato articolata policentrica

**Codice di riferimento:** mod 128

**Marca:** TIELLE CAMP ELCROSS

**Prezzo:** 122.5€

Riferimento	Variante	Prezzo
mod 128-Small	Small	122.5€
mod 128-Medium	Medium	122.5€
mod 128-Large	Large	122.5€
mod 128-XLarge	XLarge	122.5€

### CARATTERISTICHE:

La ginocchiera Elcross e' pratica e leggera, formata interamente da un tessuto che si adatta facilmente alla gamba. Inoltre il modello 128 garantisce una maggiore stabilita' ed un migliore sostegno grazie ad uno snodo policentrico e alle fasce prossimali e distali non elastiche.

### APPLICAZIONI:

Questo modello e' particolarmente indicato in caso di distorsioni e strappi muscolari , leggere forme di artrosi del ginocchio, artrite reumatoide, lievi deformita' o instabilita' varovalgo, sinoviti e borsiti

## TAGLIE DISPONIBILI:

In versione ambidestra:

Circonferenza ginocchio:

---

- Small (da 31 a 37 cm)
- Medium (da 37 a 43 cm)
- Large (da 43 a 49 cm)
- XLarge (da 49 a 55 cm)

## MARCA E MODELLO:

TIELLE CAMP ELCROSS modello 128

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Una ginocchiera

## Domande frequenti

### Quando usare il tutore in tessuto elasticizzato?

La ginocchiera articolata policentrica è ideale per supportare l'articolazione in caso di distorsioni, strappi muscolari, artrosi in forma leggera e artrite reumatoide.

### Come scegliere la misura?

Per individuare la misura corretta del tutore è sufficiente misurare la circonferenza del ginocchio e selezionare la misura più vicina. Grazie al tessuto elastico, il dispositivo si adatterà alla perfezione all'articolazione.

### Quanto costa la ginocchiera?

Il tutore ha un costo di 82,26€. Il prezzo può subire variazioni in base a modifiche del costo di listino o promozioni attive sul sito.

### A cosa serve il modello avvolgente?

Questo particolare tutore consente di avvolgere l'intera articolazione fornendo maggiore sostegno e supporto in caso di diverse patologie a carico del ginocchio.

