



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Ginocchiera post-operatoria con articolazioni regolabili - Modello ROM 620

Codice di riferimento: MOD ROM 620

Marca: NIPPER

Prezzo: 129.9€

Riferimento	Variante	Prezzo
MOD ROM 620-Small	Small	161.5€
MOD ROM 620-Medium	Medium	161.5€
MOD ROM 620-Large	Large	161.5€
MOD ROM 620-XLarge	XLarge	161.5€

CARATTERISTICHE:

La ginocchiera post-operatoria ROM 620 con articolazioni regolabili e' un ausilio medico utile nel trattamento post-operatorio delle lesioni legamentose o nella ricostruzione dei legamenti, nelle lesioni stabili del plateau tibiale e dei condili femorali o nella mobilizzazione precoce del paziente con la possibilita' di controllare il movimento di flessione-estensione. Questa ginocchiera e' studiata appositamente per facilitare il decorso post-operatorio grazie alla sua possibilita' di controllo graduale dei movimenti di flessione ed estensione. La struttura ha uno snodo articolato per rendere possibile la fissazione del ginocchio nella posizione desiderata e, grazie alla presenza di spugna rivestita in cotone e al sistema di ancoraggio a velcro, garantisce la massima comodita' del paziente.

APPLICAZIONI:

Trattamento post operatorio e lesioni

TAGLIE:

Lunghezza tutore:

- Small (cm 50)
- Medium (cm 60)
- Large (cm 66)

MARCA E MODELLO:

NIPPER MOD ROM 620

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Una ginocchiera

