



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Ginocchiera post operatoria Gno 970 Leggy

Codice di riferimento: GNO 970 Economy

Marca: FGP

Prezzo: 131.1€

Riferimento	Variante	Prezzo
GNO 970 Economy Cool-Corta	Corta	131.1€
GNO 970 Economy Cool-Lunga	Lunga	131.1€

Caratteristiche della ginocchiera Gno 970 Leggy

Il tutore post operatorio Gno 970 Leggy è una ginocchiera articolata resistente e confortevole. È progettata per offrire sostegno e stabilità al ginocchio in modo da favorire la guarigione dopo un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore, posteriore e mediale o durante il trattamento di altre problematiche in cui è necessario limitare il movimento dell'articolazione del ginocchio. La struttura della ginocchiera è realizzata in lega di alluminio leggera con morbide imbottiture in materiale anallergico. Grazie allo speciale sistema di regolazione R.O.M., è possibile regolare in modo pratico e veloce la flessione estensione. Le aste laterali possiedono dei passanti guida che permettono un facile scorrimento dei tiranti durante la regolazione.

Indicazioni

- Post-operatorio
- Ricostruzioni legamentose
- Trattamenti conservativi
- Riabilitazione

Taglia

Universale

- Corta: per arto <80 cm
- Lunga: per arto >80 cm

Marca e modello

FGP GNO 970 Economy Cool

Contenuto della confezione

1 pezzo

