



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Ginocchiera post operatoria per l'intera gamba

Codice di riferimento: Mod ROM 622

Marca: NIPPER

Prezzo: 113€

Riferimento	Variante	Prezzo
mod rom 622-Small	Small	113€
mod rom 622-Medium	Medium	113€
mod rom 622-Large	Large	113€

CARATTERISTICHE:

La ginocchiera e' prodotta con una struttura in alluminio a cui sono state implementate delle imbottiture in cotone espanso a garanzia di un'elevata traspirazione. La ginocchiera e' regolabile tramite le chiusure a velcro, con possibilita' di regolarla anche in Flex- Ext con incrementi di 10- 15. Il prodotto e' comodamente estraibile.

APPLICAZIONI:

- Nel trattamento post-operatorio delle lesioni legamentose o nella ricostruzione dei legamenti
- Nelle lesioni stabili del plateau tibiale e/o dei condili femorali
- Nella mobilizzazione precoce e graduale del ginocchio

DIMENSIONI E PESO:

- Small (cm 50)
- Medium (cm 60)
- Large (cm 66)

MARCA E MODELLO:

Nipper Mod ROM 622

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Una ginocchiera post intervento

Domande frequenti

Quanto costa la ginocchiera post operatoria?

Il dispositivo ha un prezzo di 66,54€. Attenzione, il costo può variare in base a modifiche del prezzo di listino o promozioni attive sul nostro sito.

A cosa serve?

La ginocchiera è un dispositivo utile per il trattamento post operatorio dell'intera gamba. In particolare, si utilizza in seguito a lesioni stabili del plateau tibiale e/o dei condili femorali, per curare lesioni legamentose o per la ricostruzione dei legamenti ma anche per la mobilizzazione precoce e graduale dell'articolazione.

Di che materiale è fatta?

Il dispositivo è realizzato in alluminio leggero con imbottiture in cotone espanso che proteggono la gamba e assicurano la traspirazione.

La ginocchiera è regolabile?

Sì, questo modello può essere regolato con estrema facilità anche in Flex-Ext con incrementi di 10-15°.

