



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

GNO 970 P LEGGY® PLUS CON VALVE

Codice di riferimento: GNO 970 P

Marca: FGP

Prezzo: 166.7€

Riferimento	Variante	Prezzo
GNO 970 P-Corta	Corta	166.7€
GNO 970 P-Lunga	Lunga	166.7€

DESCRIZIONE

Ginocchiera tecnicamente innovativa, realizzata in lega di alluminio leggera ad alta resistenza, è dotata di un nuovissimo sistema di regolazione R.O.M. che permette una pratica, veloce e sicura regolazione della flessione-estensione. Le aste laterali, dotate di valve rigide, sono studiate e realizzate con dei passanti guida che permettono un facile scorrimento dei tiranti nelle fasi di regolazione.

Le innovative valve di protezione in polietilene, resistenti e leggere, posizionate sia nella parte mediale che laterale del femore e della tibia, garantiscono una immobilizzazione totale e si adattano alle varie conformazioni anatomiche. Imbottiture in materiale anallergico.

Disponibile anche nella versione GNO 970 P ECO

REGOLAZIONI

Ext.: 0° - 10° - 20° - 30°

Flex.: 0° - 10° - 20° - 30° - 45° - 60° - 75° - 90° - 105° - 120°

INDICAZIONI

- Post operatorio del ginocchio
- Ricostruzione legamentosa
- Meniscectomia
- Trattamenti conservativi
- Riabilitazione
- Post frattura di femore o tibia al ginocchio
- Post traumatica nelle distorsioni del ginocchio

MISURE

Corta: per arto <80 cm

Lunga: per arto >80 cm

