



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Ginocchiera immobilizzatrice gnt 601

Codice di riferimento: GNT-601 K

Marca: FGP

Prezzo: 60.4€

Riferimento	Variante	Prezzo
GNT-601 K-1°	1°	60.4€
GNT-601 K-2°	2°	60.4€
GNT-601 K-3°	3°	60.4€
GNT-601 K-4°	4°	60.4€

CARATTERISTICHE:

Ginocchiera immobilizzatrice realizzata in materiale espanso con interno in monospugna. E' dotata di ali laterali posizionabili in base alla circonferenza di coscia e polpaccio e stecche mediali, laterali e aste posteriori in alluminio modellabile.

APPLICAZIONI:

Per l'immobilizzazione del ginocchio in caso di traumi; Periodo post operatorio.

DIMENSIONI E PESO:

1° da 0 a 3 anni (h 21 cm); 2° da 3 a 7 anni (h 26 cm); 3° da 7 a 10 anni (h 31 cm); 4° da 10 a 14 anni (h 40 cm).
