



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

IMB 800 MULTISAS®– CUSCINO PER ABDUZIONE DELLA SPALLA A 15° / intra-extra rotazione fino a 20°

Codice di riferimento: IMB 800

Marca: FGP

Prezzo: 155.3€

Riferimento	Variante	Prezzo
IMB 800-Destra	Destra	155.3€
IMB 800-Sinistra	Sinistra	155.3€

DESCRIZIONE

Cuscino anatomico in polimero espanso, concepito per il trattamento di abduzione a 15°. Dotato di un cuneo la cui posizione regolabile permette di ottenere in modo pratico e veloce il grado desiderato di intra o extra rotazione (in un range complessivo di 20°).

INDICAZIONI

- Lussazione scapolo-omerale
- Frattura composta del trochite della testa dell'omero

- Traumi distorsivi della spalla
 - Interventi di ricostruzione alla cuffia dei rotatori
-
- Interventi capsulo-plastica in lussazione S.O
 - Immobilizzazione in fratture alla testa dell'omero
 - Post-operatorio della spalla

MISURE

Taglia unica DX/SX

