



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Apparecchio ionoforesi Gima Ione Base Plus

Codice di riferimento: 28306

Marca: GIMA

Prezzo: 408.7€

CARATTERISTICHE:

L'apparecchio è composto da due canali differenti in grado di emanare una corrente galvanica sino ad un massimo di 20 mA. Quest'attività è regolabile e monitorabile attraverso l'apposito display a step unitario. Interno all'apparecchio è presente un microprocessore in cui è possibile selezionare diversi programmi interni e vari parametri.

APPLICAZIONI:

- artrite
- artrosi
- borsite
- mialgie
- tendinite, in cui si ricerchi un effetto antalgico
- Patologie ove si abbia necessità di veicolare (far penetrare) all'interno dei tessuti medicinali o soluzioni quali anestetici locali, antinfiammatori non steroidei, idrocortisoni
- Riduzione dell'iperidrosi

DIMENSIONI E PESO:

138 x 68 x 193 mm

MARCA E MODELLO:

Gima 28306

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Valigetta in ABS, bande elastiche in velcro, elettrodi in gomma conduttivi, 80 x 120 mm e buste spugna 50 x 50 mm per elettrodi

Domande frequenti

Che cos'è l'apparecchio per ionoforesi?

L'apparecchio ionoforesi è utile per i trattamenti riabilitativi di galvanizzazione e per la somministrazione per via ionoforetica. Questo dispositivo è adatto per uso domiciliare e ambulatoriale.

Quali sono i vantaggi dell'uso dell'apparecchio ionoforesi?

I principali vantaggi riguardano la possibilità di somministrare il farmaco nell'area da trattare, senza assumerlo in modo sistemico, evitando gli effetti collaterali e accelerando i tempi di guarigione. Inoltre, consente l'iperpolarizzazione delle terminazioni nervose, aumentando così la soglia di eccitabilità ed esercitando un effetto antidolorifico.

Esistono degli svantaggi nell'uso dell'apparecchio ionoforesi?

Le principali perplessità sulla ionoforesi riguardano l'impossibilità per alcuni farmaci in forma ionica di superare la barriera cutanea, per via del loro alto peso molecolare. Il farmaco potrebbe subire alterazioni delle sue caratteristiche chimico-fisiche e della sua efficacia.

Come si usa l'apparecchio ionoforesi?

L'apparecchio è caratterizzato da due canali in grado di emanare una corrente galvanica sino ad un massimo di 20 mA. È possibile regolare e monitorare questa attività attraverso il display a step unitario. All'interno dell'apparecchio è presente un microprocessore in cui è possibile selezionare tra i programmi specifici e vari parametri.

