



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Laccio per emostasi Tourniquet

Codice di riferimento: ST422

Marca: PRESTIGE

Prezzo: 3.8€

Riferimento	Variante	Prezzo
ST422B	Blu	3.8€
ST422R	Rosso	3.8€

Caratteristiche del laccio per emostasi Tourniquet

Laccio per prelievo ematico modello Tourniquet realizzato in tessuto elastico con terylene.

Con una larghezza di 2,5 cm, questo laccio per emostasi Prestige minimizza il fastidio e la possibilità di irritazione sulla pelle del paziente, distribuendo su un'area più estesa la pressione per evitare di concentrarla su una fascia ristretta di pelle.

Il laccio emostatico Tourniquet è facile da indossare e applicare sia sugli altri che su se stessi, e dispone di una clip di chiusura in ABS con un pratico pulsante per il rilascio immediato o graduale della pressione.

Specifiche tecniche

- Colore: rosso o blu

Marca

Prestige

Prodotto a marchiatura CE

«(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, _____
stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

Altri modelli disponibili

- [Laccio emostatico con fermo Jetpull 2](#)
- [Laccio emostatico con chiusura in metallo](#)
- [Lacci emostatici in lattice non sterile](#)

