



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Corsetto elastico alto millerighe Linear72 PR1-1772S

Codice di riferimento: PR1-1772S

Marca: RO+TEN

Prezzo: 67.6€

Riferimento	Variante	Prezzo
PR1-1772S-XS	XS	67.6€
PR1-1772S-S	S	67.6€
PR1-1772S-M	M	67.6€
PR1-1772S-L	L	67.6€
PR1-1772S-XL	XL	67.6€
PR1-1772S-XXL	XXL	67.6€

Caratteristiche del corsetto elastico alto millerighe Linear72 PR1-1772S

Bustino lombare alto in cotone ed elastomero millerighe ad alta traspirabilità, anallergico e delicato sulla pelle.

Il busto PR1-1772S è indicato per ridurre il dolore e trattare lombalgie, patologie posturali, muscolari, contratture paravertebrali, piccoli traumi di bassa entità alla colonna vertebrale e patologie degenerative.

Questo corpetto ortopedico lombare alto avvolge in modo costante ed è dotato di rinforzo posteriore per incanalare al

meglio le spinte lombari, si chiude con un semplice gesto grazie al sistema a velcro presente sulla parte anteriore e può essere personalizzato sostituendo le 4 stecche automodellanti in dotazione con altre più rigide oppure aggiungendo pelota lombare, pelota lombare termoformabile o stecca da 24 cm di rinforzo (rispettivamente PR1-1078/P, PR1-T1000 e 9ST012).

Specifiche tecniche

- Materiali: cotone ed elastomero
- Chiusura: velcro
- Taglie: dalla XS alla XXL

Marca

Ro+Ten Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonferenza vita cm	50/60	60/75	75/90	90/105	105/120	120/135
Altezza anteriore cm	22	22	22	22	22	22
Altezza posteriore cm	32	32	32	32	32	32
Colori	azzurro/nero	azzurro/nero	azzurro/nero	azzurro/nero	azzurro/nero	azzurro/nero



Altri modelli disponibili

- [Corsetto Linearplus70 millerighe elastico basso con tiranti a incrocio posteriore PR1-1870H](#)
- [Linearplus72 corsetto alto elastico millerighe dotato di tiranti a incrocio posteriore PR1-1872H](#)
- [Linearplus72 PR1-1872S corsetto elastico millerighe alto con tiranti a incrocio posteriore](#)

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**