



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Linearplus72 PR1-1872S corsetto elastico millerighe alto con tiranti a incrocio posteriore

Codice di riferimento: PR1-1872S

Marca: RO+TEN

Prezzo: 106.3€

Riferimento	Variante	Prezzo
PR1-1872S-XS	XS	106.3€
PR1-1872S-S	S	106.3€
PR1-1872S-M	M	106.3€
PR1-1872S-L	L	106.3€
PR1-1872S-XL	XL	106.3€
PR1-1872S-XXL	XXL	106.3€

Caratteristiche del linearplus72 PR1-1872S corsetto elastico millerighe alto con tiranti a incrocio posteriore

Busto lombare alto avvolgente realizzato in cotone ed elastomero traspirante, facile da indossare e sistemare grazie alla semplice chiusura in velcro posta sulla parte anteriore e facile da manovrare.

La struttura di questo bustino ortopedico conta su dei tiranti elastici a incrocio posteriore che permettono al paziente di avere spinte lombari bilanciate ed effetti positivi sulla sua postura. Il retro del busto ha inoltre 4 guide da stecche che possono ospitare sia quelle automodellanti leggere in dotazione e sia altre di diverso tipo a maggiore rigidità secondo le necessità del paziente.

Questo corsetto alto lombare elastico è indicato per trattare i cedimenti vertebrali lombari e le fratture dei processi trasversi, le lombalgie, le lombocuralgie e le lombosciatalgie, i decorsi postoperatori e i piccoli traumi alla colonna, ma anche le discopatie e la spondiloartrosi.


Pelote lombari semplice o termoformabile e stecca di rinforzo opzionali e disponibili con i codici prodotto PR1-1078/P, PR1-T1000 e 9ST012.

Specifiche tecniche

- Materiali: cotone ed elastomero
- Chiusura: velcro
- Taglie: dalla XS alla XXL

Marca

Ro+Ten Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonferenza vita cm	50/60	60/75	75/90	90/105	105/120	120/135
Altezza anteriore cm	22	22	22	22	22	22
Altezza posteriore cm	32	32	32	32	32	32
Colori	azzurro/nero	azzurro/nero	azzurro/nero	azzurro/nero	azzurro/nero	azzurro/nero



Altri modelli disponibili

- [Corsetto elastico millerighe basso PR1-1770H Linear70](#)
- [Linear72 corsetto millerighe elastico alto PR1-1772H](#)
- [Corsetto elastico alto millerighe Linear72 PR1-1772S](#)

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

