



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Lite-cross corsetto alto in tessuto sensitive® nero

Codice di riferimento: PR1-1091S

Marca: RO+TEN

Prezzo: 124.1€

Riferimento	Variante	Prezzo
COD PR1-1091N-XS	XS	124.1€
COD PR1-1091N-S	S	124.1€
COD PR1-1091N-M	M	124.1€
COD PR1-1091N-L	L	124.1€
COD PR1-1091N-XL	XL	124.1€
COD PR1-1091N-XXL	XXL	124.1€

È un dispositivo medico di ultima generazione, unico nel suo genere. Il design innovativo, la struttura realizzata in "sensitive®" (un tessuto elasticizzato, indemagliabile, con un solo millimetro di spessore, un'esclusiva RO+TEN nel settore ortopedico) e gli speciali tiranti elastici appositamente studiati per garantire una trazione facilitata e controllata, lo rendono efficacissimo nelle patologie lievi che interessano il tratto lombare e lombosacrale. Di facile applicazione e ottima vestibilità (impercettibile sotto i vestiti), procura un rassicurante sostegno, benessere e sollievo nelle attività quotidiane.

CARATTERISTICHE

- Struttura in tessuto esclusivo Sensitive®, indemagliabile antistatico, traspirante


- Tiranti elastici per un sostegno variabile e personalizzato
- Chiusura anteriore a velcro
- Struttura posteriore sostenuta da stecche modellabili integrate nella fascia
- Parte addominale rinforzata da stecche a spirale in posizione obliqua

INDICAZIONI

- Lombalgie
- Lombosciatalgie
- Lombosacralgie
- Contratture muscolari paravertebrali lombari
- Traumi lievi della colonna lombo-sacrale
- Spondilartrosi
- Discopatie

taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
circonf. bacino cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
altezza anter. cm	23	23	23	23	23	23
altezza poster. cm	33	33	33	33	33	33

Opzionale: ART. PR1-1078/P pelotta lombare



Domande frequenti

A cosa serve il corsetto alto in tessuto sensitive?

Il corsetto alto in tessuto sensitive è un dispositivo indispensabile per supportare la colonna vertebrale e donare benessere e sollievo durante le normali attività quotidiane.

Come si indossa il corsetto alto in tessuto sensitive?

Il corsetto alto in tessuto è dotato di un sistema innovativo che consente di indossare il dispositivo in modo semplice. Grazie a una struttura a tiranti elastici, il paziente può adattare il corsetto alla perfezione in base alle caratteristiche del proprio corpo.

Quando usare il corsetto in tessuto sensitive?

L'uso del corsetto in tessuto è particolarmente indicato in caso di patologie che riguardano il tratto lombosacrale o lombare della colonna.

Che cos'è il tessuto sensitive?

Il corsetto alto ha una struttura in tessuto esclusivo Sensitive. Si tratta di un materiale indemagliabile antistatico e traspirante. In questo modo il paziente può trovare un immediato giovamento dall'utilizzo del dispositivo.

