



Numero Verde  
**800 172547**

Da cellulare  
**030 7777942**

## M.4® S Short - Ginocchiera funzionale a 4 punti per ACL/PCL/CI SHORT

**Codice di riferimento:** M.4® S Short

**Marca:** FGP

**Prezzo:** 632.5€

Riferimento	Variante	Prezzo
M.4® S Short -XS-Destra	Destra, XS	632.5€
M.4® S Short -XS-Sinistra	Sinistra, XS	632.5€
M.4® S Short -S-Sinistra	S, Sinistra	632.5€
M.4® S Short -M-Destra	Destra, M	632.5€
M.4® S Short -M-Sinistra	M, Sinistra	632.5€
M.4® S Short -L-Destra	Destra, L	632.5€
M.4® S Short -XL-Destra	Destra, XL	632.5€
M.4® S Short -XL-Sinistra	Sinistra, XL	632.5€
M.4® S Short -XXL-Destra	Destra, XXL	632.5€
M.4® S Short -XXL-Sinistra	Sinistra, XXL	632.5€
M.4® S Short -S-Destra	Destra, S	632.5€

M.4® S Short -L-Sinistra

L, Sinistra

632.5€

---

## DESCRIZIONE

Struttura in alluminio leggera e ultrapiatta con geometria del telaio conformato anatomicamente ed antitorsione. Snodi policentrici Physioglide regolabili. Comfort garantito dal particolare materiale soft-grip per l'imbottitura e cinghie numerate per facilitare l'applicazione. Il tutore stabilizzatore a 4 punti, grazie alla sua costruzione, garantisce il controllo dei movimenti antero-posteriore e collaterali del ginocchio, dell'iperestensione e della rotazione interna.

La versione SHORT è particolarmente adatta all'uso da parte delle donne ed a sport invernali come lo sci.

## REGOLAZIONI

Ext: 0° - 10° - 20° - 30° - 45°

Flex: 0° - 10° - 20° - 30° - 45° - 60° - 75° - 90° - 120°

Imm.: 0° - 10° - 20° - 30° - 45°

## INDICAZIONI

- Rotture del legamento crociato anteriore o dei due legamenti crociati laterali, accompagnati da lesioni
- Rotture isolate del legamento crociato anteriore
- Rotture o instabilità del legamento collaterale
- Dopo la ricostruzione del legamento crociato anteriore o dei due legamenti crociati laterali
- Trattamento conservativo di instabilità del ginocchio

## MISURE

DX/SX

Taglie / superiore

XS: 31–37 cm

S: 37–45 cm

M: 45–51 cm

L: 51–57 cm

XL: 57–65 cm

XXL: 65–74 cm

---

Taglie / inferiore

XS: 25–27 cm

S: 27–32 cm

M: 32–37 cm

L: 37–41 cm

XL: 41–47 cm

XXL: 47–50 cm

Altezza: 34 cm



## Domande frequenti

### A cosa serve la ginocchiera funzionale a 4 punti?

La ginocchiera funzionale a 4 punti ha lo scopo di immobilizzare l'articolazione in seguito a un trauma oppure dopo un intervento chirurgico per ridurre il carico sull'articolazione e diminuire il dolore.

### Come è fatta una ginocchiera funzionale a 4 punti?

Presenta una struttura in lega leggera e ultrapiatta. Il materiale soft-grip per l'imbottitura e le cinghie numerate per facilitare l'applicazione assicurano un maggiore comfort al paziente.

## **A chi serve la ginocchiera funzionale a 4 punti?**

Spetta al medico specialista il compito di prescrivere il giusto tutore in base alla patologia da trattare. Nel post operatorio è utile ad esempio per contenere o bloccare la flessione e l'estensione del ginocchio. Gli sportivi possono utilizzarla in seguito a un incidente durante l'attività sportiva per ritrovare il benessere dell'articolazione.

## **Come scegliere la taglia corretta della ginocchiera funzionale a 4 punti?**

La ginocchiera funzionale è disponibile di misure diverse sulla base delle caratteristiche fisiche del paziente che dovrà indossarla. Per scegliere la taglia giusta è bene consultare il proprio medico specialista.

