



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Mag 2000 per magnetoterapia

Codice di riferimento: MAG 2000

Marca: IACER

Prezzo: 523.38€

Caratteristiche del Mag 2000 per magnetoterapia:

Il Mag 2000 è un apparecchio elettromedicale realizzato dal marchio Iacer, ed è il nuovo modello che sostituisce il My Mag. Anche in questo modello vengono utilizzati i due canali di uscita per poter lavorare su due parti differenti del corpo. Inoltre è presente la fascia terapeutica con 3 solenoidi che viene applicata sulla parte del corpo da trattare e curare. Ciò che caratterizza questo modello è sicuramente la dotazione di 20 programmi preimpostati, ognuno con un nome specifico corrispondente alle patologie più comuni, come osteoporosi, periartrite, etc. Sono presenti 14 programmi che variano in base alla frequenza di lavoro (da 1 a 100 Hertz). È presente il programma Autoscan, indicato nello specifico per il trattamento di tessuti molli e tessuti duri durante lo stesso momento in cui viene svolto il trattamento. Con Mag 2000 è inoltre possibile variare l'intensità elettromagnetica fino a 300 Gauss, 150 Gauss per uscita.

Ulteriori dettagli:

- Forza magnetica fino a 300Gauss
- Tempo terapia selezionabile fino a 24 ore 59 minuti
- Dispositivo medico CE0476

Misure:

180 x 110 x 50 mm

Domande frequenti

Quante volte al giorno si può usare MAG 2000 per magnetoterapia?

Si consiglia di usare MAG 2000 per eseguire cicli di 45-60 giorni e per una durata minima di 2-3 ore al giorno, salvo diverse indicazioni da parte del proprio medico. In alcuni casi è possibile ripetere il trattamento più volte nel corso dell'anno.

Quanto tempo dura una seduta di magnetoterapia con MAG 2000?

Le sedute di magnetoterapia con MAG 2000 hanno una durata variabile. In genere vanno dai 20 ai 35 minuti, ma per risultati più efficaci si suggerisce una durata del trattamento di 30-35 minuti.

Quanto costa il dispositivo per magnetoterapia MAG 2000?

MAG 2000 per magnetoterapia ha un costo di 282,62€. Attenzione, il prezzo del dispositivo può cambiare in base a offerte in corso o variazioni del prezzo di listino.

Come funziona MAG 2000?

Il funzionamento di MAG 2000 è piuttosto semplice. Una volta posizionato correttamente il dispositivo sulla parte del corpo da trattare è necessario scegliere il giusto programma tra quelli preimpostati. Selezionare dunque la durata del trattamento, l'intensità e avviare lo strumento.

