



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Maniglie di sicurezza per bagno

Codice di riferimento: RS95

Marca: MOPEDIA

Prezzo: 18€

Riferimento	Variante	Prezzo
RS950	30 cm	18€
RS951	40 cm	18€
RS952	45 cm	18€
RS953	60 cm	18€

Caratteristiche delle maniglie di sicurezza per bagno

Il maniglione di sostegno è un supporto da bagno resistente caratterizzato da una struttura in tubo d'acciaio verniciato destinato a offrire sicurezza e comodità a disabili e anziani. La maniglia può essere facilmente fissata alla parete del bagno, sia in orizzontale sia in verticale, per offrire un sicuro sostegno alle persone che hanno difficoltà ad entrare e uscire dalla vasca o dalla doccia e che necessitano di un appoggio affidabile che dia stabilità in ambienti della casa in cui è alto il rischio di scivolare e cadere. Il maniglione per disabili e anziani può essere installato anche accanto al WC per aiutare l'utente a sedersi e sollevarsi in tutta sicurezza. L'ausilio è dotato di un sistema di fissaggio a vite (piastra di fissaggio a parete con 3 fori).

Misure disponibili

- RS950 30cm
 - RS951 40cm
 - RS952 45cm
 - RS953 60cm
 - RS954 80cm
 - RS955 40x80cm DX
 - RS956 80x40cm SX
-

Specifiche tecniche

Diametro tubo di acciaio verniciato: 25mm

Colore

Bianco

Marca e modello

MOPEDIA codice RS95

Contenuto della confezione

1 maniglia di sicurezza da bagno -

