



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

DUAL LOCK MAX-POLSIERA STECCATA LUNGA AMBIDESTRA

Codice di riferimento: DUA-200

Marca: FGP

Prezzo: 57.5€

Riferimento	Variante	Prezzo
DTX 08-S	S	57.5€
DTX 08-M	M	57.5€
DTX 08-L	L	57.5€

DESCRIZIONE

La polsiera garantisce la stabilizzazione dell'articolazione del polso mediante il passante multiplo superiore che agisce come una stecca volare. La struttura interna ha una stecca palmare in alluminio modellabile. Il fissaggio della polsiera avviene mediante apposite alette che, impedendo l'uscita dei cinturini dai passanti, fungono da blocco di sicurezza. Grazie alla riduzione della lunghezza delle alette, la chiusura delle parti in velcro è ancora più agevole.

INDICAZIONI

- Trattamento delle fratture composte della metaepifisi distale di radio ed ulna
- Trattamento post operatorio delle fratture instabili di radio e ulna

- Distorsioni
 - Trattamento conservativo e chirurgico delle fratture metacarpali (ex. scafoide), artrite, artrosi dell'articolazione del polso
-
- Paresi del nervo radiale
 - Tendiniti
 - Post frattura del polso

MISURE

Taglie Ø Polso

S: 14–18 cm

M: 19–23 cm

L: 24–28 cm

LUNGHEZZA: 27 cm



 **Acquista subito**