



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Doccia per mano, polso e avambraccio dx - Mapform

Codice di riferimento: PR2-1557K dx

Marca: RO+TEN

Prezzo: 143.3€

Riferimento	Variante	Prezzo
COD PR2-1557K-S	S	143.3€
COD PR2-1557K-M	M	143.3€
COD PR2-1557K-L	L	143.3€


Caratteristiche della doccia per mano, polso e avambraccio

Il tutore doccia Mapform sostiene la mano e il polso e aiuta a tenere una posizione naturale in particolar modo nei casi di caduta in flessione flaccida o spastica. La struttura è realizzata in KYDEX, un materiale plastico che può essere modellato immergendolo per circa 1 minuto in acqua a 70° o con l'uso di una pistola a calore. L'imbottitura interna invece è in Evazote, un materiale estremamente efficace nell'assorbimento degli urti. I cinturini a velcro permettono di chiudere il tutore in completa sicurezza.

Taglie

Taglia	S	M	L
Larghezza palmo mano cm	Fino a 9	9/11	11/13

Destra



Marca e modello

RO+TEN PR2-1557K dx



Acquista subito