



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

MEDIVEN STRUVA 23 MM HG - CALZE ANTITROMBO POST-OPERATORIE - BIANCHE

Codice di riferimento: STRUVA-23

Marca: MEDIVEN

Prezzo: 42.5€

Riferimento	Variante	Prezzo
StruvaAD-II-Bianco-23	Bianco, Gambaletto, II	42.5€
StruvaAD-III-Bianco-23	Bianco, Gambaletto, III	42.5€
StruvaAD-IV-Bianco-23	Bianco, Gambaletto, IV	42.5€
StruvaAD-V-Bianco-23	Bianco, Gambaletto, V	42.5€
StruvaAD-VI-Bianco-23	Bianco, Gambaletto, VI	42.5€
StruvaAG-II-Bianco-23	Autoreggente, Bianco, II	42.5€
StruvaAG-III-Bianco-23	Autoreggente, Bianco, III	42.5€
StruvaAG-IV-Bianco-23	Autoreggente, Bianco, IV	42.5€
StruvaAG-VI-Bianco-23	Autoreggente, Bianco, VI	42.5€
StruvaAG-VII-Bianco-23	Autoreggente, Bianco, VII	42.5€
StruvaMonoAT-paio-II-Bianco-23	Bianco, II, Monocollant dx e sx (Paio)	42.5€

StruvaMonoAT-paio-III-Bianco-23	Bianco, III, Monocollant dx e sx (Paio)	42.5€
StruvaMonoAT-paio-V-Bianco-23	Bianco, Monocollant dx e sx (Paio), V	42.5€
StruvaMonoAT-paio-VI-Bianco-23	Bianco, Monocollant dx e sx (Paio), VI	42.5€
StruvaMonoAT-paio-VII-Bianco-23	Bianco, Monocollant dx e sx (Paio), VII	42.5€
StruvaAG-II-Beige-23	Autoreggente, Beige, II	42.5€
StruvaMonoAT-paio-II-Beige-23	Beige, II, Monocollant dx e sx (Paio)	42.5€
StruvaAD-III-Beige-23	Beige, Gambaletto, III	42.5€
StruvaAG-III-Beige-23	Autoreggente, Beige, III	42.5€
StruvaMonoAT-paio-III-Beige-23	Beige, III, Monocollant dx e sx (Paio)	42.5€
StruvaAD-IV-Beige-23	Beige, Gambaletto, IV	42.5€
StruvaAG-IV-Beige-23	Autoreggente, Beige, IV	42.5€
StruvaMonoAT-paio-IV-Beige-23	Beige, IV, Monocollant dx e sx (Paio)	42.5€
StruvaMonoAT-paio-IV-Bianco-23	Bianco, IV, Monocollant dx e sx (Paio)	42.5€
StruvaAD-V-Beige-23	Beige, Gambaletto, V	42.5€
StruvaAG-V-Beige-23	Autoreggente, Beige, V	42.5€
StruvaMonoAT-paio-V-Beige-23	Beige, Monocollant dx e sx (Paio), V	42.5€
StruvaAD-VI-Beige-23	Beige, Gambaletto, VI	42.5€
StruvaAG-VI-Beige-23	Autoreggente, Beige, VI	42.5€
StruvaMonoAT-paio-VI-Beige-23	Beige, Monocollant dx e sx (Paio), VI	42.5€
StruvaAD-VII-Bianco-23	Bianco, Gambaletto, VII	42.5€
StruvaAG-V-Bianco-23	Autoreggente, Bianco, V	42.5€
StruvaAD-II-Beige-23	Beige, Gambaletto, II	42.5€

Pressione di 23 mmHg alla caviglia

Le calze post-operatorie hanno un ampio spettro di utilizzo nel trattamento ambulatoriale e semi-ambulatoriale delle trombosi, nella chirurgia venosa e in sostituzione dei classici bendaggi compressivi degli arti inferiori.

Con una pressione di 23 mmHg in corrispondenza della caviglia, che si riduce gradualmente in direzione della coscia, mediven struva 23 è indicata soprattutto per la breve compressione diretta post-operatoria dopo interventi di chirurgia venosa. In questo modo, si favorisce il ritorno venoso e si previene la formazione di edemi e di ematomi.

In chirurgia venosa, mediven struva 23 viene impiegato a integrazione di mediven struva 35.

Calza post-operatoria (23 mmHg alla caviglia)

Indicazioni

- Compressione post-operatoria a breve termine, per favorire il ritorno venoso dopo interventi di chirurgia venosa (legatura, scleroterapia, stripping venoso e terapia antitrombotica)
- Di supporto e supplemento a mediven struva 35
- Terapia compressiva per la prevenzione di edemi ed ematomi

Come agisce

La compressione decresce in maniera continua dalla caviglia verso la coscia. Gli studi confermano l'elevato grado di efficacia dell'uso di mediven struva nell'accelerare il ritorno venoso. Fornendo 23 mmHg di compressione, mediven struva rappresenta un'efficace alternativa ai bendaggi compressivi convenzionali.

Caratteristiche

- Gradiente di compressione definito con precisione, per un elevato grado di efficacia medica
- Riduzione di dolori e di formazione di edemi
- Uso sicuro, rapido e semplice
- Elevato grado di tollerabilità, dovuto alla confortevole vestibilità
- Economicamente conveniente, grazie all'uso multiplo; semplice da usare; le ferite sono semplici da ispezionare e da trattare
- Disponibile per le circonferenze di coscia fino a 78 cm

Caratteristiche del prodotto

Le eccezionali caratteristiche del prodotto soddisfano le più elevate esigenze di medici e pazienti.



Variante con bordo superiore in maglia

La variante di mediven struva 35 con bordo superiore in maglia è particolarmente adatta per pazienti immobilizzati.



Zona del tallone/collo piede


Il tallone rafforzato riduce l'eccessiva pressione in quell'area. La banda colorata aiuta a posizionare correttamente la calza e permette di individuare velocemente la taglia corretta.



Punta aperta

La punta aperta favorisce soprattutto la sicurezza del paziente, poiché consentendo di monitorare la circolazione in qualsiasi momento e di facilitare l'igiene degli spazi interdigitali.

TAGLIA	CIRCONFERENZE		
	CAVIGLIA cB	POLPACCIO cC	SOTTO IL GINOCCHIO cD
Gambaletto (AD)			
II	19 - 21	31 - 37	29 - 36
III	21 - 23	32 - 40	30 - 39
IV	23 - 25	33 - 42	31 - 41
V	25 - 27	34 - 44	32 - 43
VI	27 - 29	35 - 46	33 - 45
VII	29 - 31	36 - 48	34 - 47
Calza Coscia (AG) e Monocollant (AG)			
II	19 - 21	31 - 37	29 - 36
III	21 - 23	32 - 40	30 - 39
IV	23 - 25	33 - 42	31 - 41
V	25 - 27	34 - 44	32 - 43
VI	27 - 29	35 - 46	33 - 45
VII	29 - 31	36 - 48	34 - 47



 **Acquista subito**