



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

MEDIVEN STRUVA 35 MM HG - CALZE ANTITROMBO POST-OPERATORIE - BIANCHE

Codice di riferimento: STRUVA-35

Marca: MEDIVEN

Prezzo: 28.5€

Riferimento	Variante	Prezzo
StruvaAD-II-Bianco-35	Bianco, Gambaletto, II	59.5€
StruvaAD-IV-Bianco-35	Bianco, Gambaletto, IV	59.5€
StruvaAD-V-Bianco-35	Bianco, Gambaletto, V	59.5€
StruvaAD-VI-Bianco-35	Bianco, Gambaletto, VI	59.5€
StruvaAD-VII-Bianco-35	Bianco, Gambaletto, VII	59.5€
StruvaAG-II-Bianco-35	Autoreggente, Bianco, II	59.5€
StruvaAG-III-Bianco-35	Autoreggente, Bianco, III	59.5€
StruvaAG-IV-Bianco-35	Autoreggente, Bianco, IV	59.5€
StruvaAG-V-Bianco-35	Autoreggente, Bianco, V	59.5€
StruvaAG-VI-Bianco-35	Autoreggente, Bianco, VI	59.5€
StruvaAG-VII-Bianco-35	Autoreggente, Bianco, VII	59.5€

StruvaMonoAT-paio-II-Bianco-35	Bianco, II, Monocollant dx e sx (Paio)	59.5€
StruvaMonoAT-paio-III-Bianco-35	Bianco, III, Monocollant dx e sx (Paio)	59.5€
StruvaMonoAT-paio-IV-Bianco-35	Bianco, IV, Monocollant dx e sx (Paio)	59.5€
StruvaMonoAT-paio-V-Bianco-35	Bianco, Monocollant dx e sx (Paio), V	59.5€
StruvaMonoAT-paio-VI-Bianco-35	Bianco, Monocollant dx e sx (Paio), VI	59.5€
StruvaMonoAT-paio-VII-Bianco-35	Bianco, Monocollant dx e sx (Paio), VII	59.5€
StruvaAD-II-Beige-35	Beige, Gambaletto, II	59.5€
StruvaAG-II-Beige-35	Autoreggente, Beige, II	59.5€
StruvaMonoAT-paio-II-Beige-35	Beige, II, Monocollant dx e sx (Paio)	59.5€
StruvaAD-III-Beige-35	Beige, Gambaletto, III	59.5€
StruvaAD-III-Bianco-35	Bianco, Gambaletto, III	59.5€
StruvaAG-III-Beige-35	Autoreggente, Beige, III	59.5€
StruvaAD-IV-Beige-35	Beige, Gambaletto, IV	59.5€
StruvaAG-IV-Beige-35	Autoreggente, Beige, IV	59.5€
StruvaMonoAT-paio-IV-Beige-35	Beige, IV, Monocollant dx e sx (Paio)	59.5€
StruvaAD-V-Beige-35	Beige, Gambaletto, V	59.5€
StruvaMonoAT-paio-V-Beige-35	Beige, Monocollant dx e sx (Paio), V	59.5€
StruvaAG-VI-Beige-35	Autoreggente, Beige, VI	59.5€
StruvaMonoAT-paio-VI-Beige-35	Beige, Monocollant dx e sx (Paio), VI	59.5€
StruvaAG-V-Beige-35	Autoreggente, Beige, V	59.5€
StruvaAD-VI-Beige-35	Beige, Gambaletto, VI	59.5€
StruvaMonoAT-paio-III-Beige-35	Beige, III, Monocollant dx e sx (Paio)	59.5€

Calza post-operatoria (35 mmHg alla caviglia), particolarmente adatta all'uso in sala operatoria.

Indicazioni

- Compressione post-operatoria a breve termine, per favorire il ritorno venoso dopo interventi di chirurgia venosa (legatura, scleroterapia, stripping venoso e terapia antitrombotica)

- Lesioni legamentose della caviglia

- Quadri clinici linfologici lievi o moderati
- Nella prevenzione di edemi ed ematomi
- Trattamento compressivo delle trombosi acute

Come agisce

Il gradiente pressorio standardizzato assicura una compressione a livello della caviglia di 35 mmHg, che decresce in maniera continua verso la coscia. Gli studi confermano l'elevato grado di efficacia dell'uso di mediven struva nell'accelerare in maniera ottimale il ritorno venoso. Ciò rende mediven struva un'efficace alternativa ai bendaggi compressivi convenzionali.

Caratteristiche

- Gradiente di compressione definito con precisione, per un elevato grado di efficacia medica
- Riduzione del dolore e della formazione di edemi
- Uso sicuro, rapido e semplice
- Elevato grado di tollerabilità, dovuto alla confortevole vestibilità
- Sistema di indicazione della misura con codice colore, per facilitare la scelta corretta della taglia
- Economicamente conveniente, grazie all'uso multiplo; le ferite sono semplici da ispezionare e da trattare
- Disponibile per le circonferenze di coscia fino a 78 cm

Caratteristiche del prodotto

Le eccezionali caratteristiche del prodotto soddisfano le più elevate esigenze di medici e pazienti.



Variante con bordo superiore in maglia

La variante di mediven struva 35 con bordo superiore in maglia è particolarmente adatta per pazienti immobilizzati.



Zona del tallone/collo piede

Il tallone rafforzato riduce l'eccessiva pressione in quell'area. La banda colorata aiuta a posizionare correttamente la calza e permette di individuare velocemente la taglia corretta.



Punta aperta

La punta aperta favorisce soprattutto la sicurezza del paziente, poiché consentendo di monitorare la circolazione in qualsiasi momento e di facilitare l'igiene degli spazi interdigitali.


TAGLIA	CIRCONFERENZE		
	CAVIGLIA cB	POLPACCIO cC	SOTTO IL GINOCCHIO cD

Gambaletto (AD)

II	19 - 21	31 - 37	29 - 36
III	21 - 23	32 - 40	30 - 39
IV	23 - 25	33 - 42	31 - 41
V	25 - 27	34 - 44	32 - 43
VI	27 - 29	35 - 46	33 - 45
VII	29 - 31	36 - 48	34 - 47

Calza Coscia (AG) e Monocollant (AG)

II	19 - 21	31 - 37	29 - 36
III	21 - 23	32 - 40	30 - 39
IV	23 - 25	33 - 42	31 - 41
V	25 - 27	34 - 44	32 - 43
VI	27 - 29	35 - 46	33 - 45
VII	29 - 31	36 - 48	34 - 47



 **Acquista subito**