



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Modello 2022 ortesi per pollice e polso in Neo Tex con rinforzo palmare

Codice di riferimento: mr 2222

Marca: DEROYAL

Prezzo: 47.5€

Riferimento	Variante	Prezzo
mod 2022-Large-Destra	Destra, Large	47.5€
mod 2022-Small-Destra	Destra, Small	47.5€
mod 2022-XLarge-Destra	Destra, XLarge	47.5€
mod 2022-XSmall-Destra	Destra, XSmall	47.5€
mod 2022-Large-Sinistra	Large, Sinistra	47.5€
mod 2022-Medium-Sinistra	Medium, Sinistra	47.5€
mod 2022-Small-Sinistra	Sinistra, Small	47.5€
mod 2022-XLarge-Sinistra	Sinistra, XLarge	47.5€
mod 2022-XSmall-Sinistra	Sinistra, XSmall	47.5€
mod 2022-XXLarge-Sinistra	Sinistra, XXLarge	47.5€
mod 2022-Medium-Destra	Destra, Medium	47.5€

mod 2022-XXLarge-Destra

Destra, XXLarge

47.5€

Caratteristiche

I supporti per polso e pollice della linea DeRoyal sono stati realizzati con un particolare disegno per poter essere applicati più facilmente e vestire alla perfezione senza causare fastidiose compressioni. Una speciale cucitura alla base del polso li rende più stabili durante la flessione dello stesso. La fissazione del polso è facilmente regolabile mediante pratiche e sicure chiusure a velcro.

Nuovi ed esclusivi, i tessuti della linea "tipo pelle" e "neotex", sono stati sviluppati per tutti quei pazienti intolleranti ai materiali elastici tradizionali; il loro materiale microporoso, permette infatti la traspirazione della pelle e si autoconforma sul paziente stesso, aumentando così la stabilità dell'ortesi ed il comfort del paziente. Ogni supporto per polso è fornito da due rinforzi palmari: uno splint termomodellabile che può fornire un supporto variabile e progressivo o il tradizionale splint in alluminio modificabile.

Indicazioni

- Artrosi dell'articolazione trapezio-metacarpale e metacarpo-falangea del 1° dito
- lesioni della fascia laterale ulnare dell'articolazione metacarpo falangea del 1° dito
- pseudoartrosi del navicolare

Taglie disponibili

Versione destra e sinistra.

Circonferenza polso:

Xsmall (da 13 a 14 cm)

Small (da 14 a 16 cm)

Medium (da 16 a 18 cm)

Large (da 18 a 20 cm)

XLarge (da 20 a 22 cm)

XXLarge (da 21 a 23 cm)



Acquista subito