



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Mod. 7071 Achillodyn cavigliera elastica con pressori in silicone per il tendine di Achille e tallonette

Codice di riferimento: 7071

Marca: SPORLASTIC

Prezzo: 92.2€

Riferimento	Variante	Prezzo
mod 7071-1°	1°	92.2€
mod 7071-2°	2°	92.2€
mod 7071-3°	3°	92.2€
mod 7071-4°	4°	92.2€
mod 7071-5°	5°	92.2€

Caratteristiche

Ideale nel trattamento della patologia achillea, la cavigliera elastica Achillodyn, offre un moderato supporto della caviglia. I particolari cuscinetti di silicone, inseriti nella parte posteriore, cingono la zona di inserzione distale del tendine di Achille, e producono un soffice massaggio sullo stesso, favorendo sia lo scarico di eventuali edemi che il ripristino della circolazione.

Nella parte plantare della caviglia, è integrato un cuneo calcaneare per la riduzione della tensione sul tendine di Achille. Un addizionale cuscinetto calcaneare è proposto per il piede controlaterale, per impedire eventuali dismetrie degli arti inferiori.

Indicazioni

- Achillodinie croniche o subacute
- Post-operatorio del tendine d'Achille

Taglie disponibili

In versione ambidestra

Circonferenza caviglia:

Taglia 1°(fino a 19 cm)

Taglia 2°(da 19 a 21 cm)

Taglia 3°(da 21 a 23 cm)

Taglia 4°(da 23 a 25cm)

Taglia 5°(da 25 a 27 cm)



 **Acquista subito**